



EN INSTRUCTION FOR USE

DE GEBRAUCHSANWEISUNG

FR MODE D'EMPLOI

IT ISTRUZIONI PER L'USO

ES INSTRUCCIONES DE USO

BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

CZ NÁVOD K POUŽITÍ

DA BRUGSANVISNINGEN

ET KASUTUSJUHEND

FI KÄYTTÖOHJEET

EL Οδηγίες χρήσης

HR UPUTE ZA UPORABU

HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS

LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

NL GEBRUIKSAANWIJZING

NO BRUKSANVISNING

PL INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

RO INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

SL NAVODILA ZA UPORABO

SK NÁVOD NA POUŽITIE

SV BRUKSANVISNING

1



2



3



4



5



6



EN IMPORTANT POINTS TO KNOW BEFORE USING A CONDOM

1. If extra lubrication is needed, use water-based lubricants. 2. Do not use oil based lubricants such as petroleum jelly, mineral oils and cold creams, as they may weaken the condom and cause subsequent failure of the product. So can some topical medicines that are applied to the penis or vagina. If you are not sure about the effect of the medicines you're using on condoms, ask your doctor or pharmacist. 3. Do not use the condom if the rubber material is sticky or brittle. If the individual container is obviously damaged, discard that condom and use a new one from an undamaged package. 4. Seek medical assistance as soon as possible, at least within 72hour should a condom leak or burst during use. 5. Condoms are for single use only, reused condom could increase the risk of breakage and infection. 6. When used correctly every time you have sex, latex condoms help prevent pregnancy, reduce the risk of transmitting HIV/AIDS and other sexually transmitted infections. 7. No method of contraception can provide 100% protection against pregnancy or transmission of HIV and STIs. If you suspect that you or your partner may have become pregnant or infected, consult your doctor immediately. 8. This product contains natural rubber latex which may cause allergic reactions including anaphylactic shock. If you are allergic to natural rubber latex products, consult your doctor for advice before use. 9. Store in a cool dry place away from direct sunlight. 10. Keep away from children. 11. There is a risk of choking using condoms orally. 12. The use of additional lubricants during anal sex can reduce the risk of breakage. 13. Condom is a medical device to be used by lay persons - adult male or female. 14. Report any serious incident occurred from using the device to the manufacturer and the relevant competent authority. 15. These condoms conform to International standards ISO 4074/ EN ISO 4074. (1) Carefully tear off foil pack, making sure not to damage the condom. (2) During removal from foil, avoid damage to the condom by fingernails, jewelry and etc. (3) Squeeze the reservoir end of the condom gently, between the thumb and the forefinger to expel the air out of the tip, while placing the condom over the head of the erect penis. This must be done before any contact occurs between the penis and the partner's body to assist in the prevention of sexually transmitted infections and pregnancy. (4) While still holding the reservoir tip, unroll the condom over the entire length of the erect penis with the other hand. (5) Stop and check if the condom slipping off or tightening excessively onto the penis as this might lead to breakage. (6) If ejaculation, hold on the rim of the condom and slowly withdraw the penis while it is still erect so that the condom does not slip off. (7) Remove the condom from your penis by sliding it off slowly. It is important not to permit the penis or used condom to touch the vagina area after withdrawal. (8) Wrap the used condom and dispose it hygienically in a closed rubbish bin.

DE WICHTIGE HINWEISE, BEVOR SIE EIN KONDOM VERWENDEN

1. Wenn zusätzliches Gleitmittel erforderlich ist, verwenden Sie wasserbasiertes Gleitmittel. 2. Verwenden Sie keine ölbasierten Gleitmittel, Mineralöle und Körpercremes, da diese das Kondom schwächen und zu einem späteren Versagen des Produkts führen können. Dies gilt auch für einige topische Medikamente, die auf den Penis oder die Vagina angewendet werden. Wenn Sie sich über die Wirkung der Arzneimittel, die Sie in Verbindung mit Kondomen anwenden, unsicher sind, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 3. Verwenden Sie das Kondom nicht, wenn das Gummimaterial klebrig oder brüchig ist. Wenn der einzelne Behälter offensichtlich beschädigt ist, entsorgen Sie das Kondom und verwenden Sie ein neues aus einer unbeschädigten Verpackung. 4. Suchen Sie so bald wie möglich oder mindestens innerhalb von 72 Stunden einen Arzt auf, falls ein Kondom während des Gebrauchs ausläuft oder platzt. 5. Kondome sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Wiederverwendete Kondome können das Risiko von Beschädigung und Infektion erhöhen. 6. Bei richtiger Anwendung bei jedem Geschlechtsverkehr helfen Latexkondome eine Schwangerschaft zu verhindern und das Risiko der Übertragung von HIV/AIDS und anderen sexuell übertragbaren Infektionskrankheiten zu verringern. 7. Keine Verhütungsmethode kann einen hundertprozentigen Schutz gegen Schwangerschaft oder Übertragung von HIV und sexuell übertragbaren Krankheiten bieten. Wenn Sie den Verdacht haben, dass Sie oder Ihr Partner schwanger sind oder infiziert wurden, wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt. 8. Dieses Produkt enthält Naturkautschuk, das allergische Reaktionen einschließlich einem anaphylaktischen Schock hervorrufen kann. Wenn Sie allergisch gegen Naturkautschukprodukte sind, wenden Sie sich vor der Anwendung an Ihren Arzt. 9. An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. 10. Von Kindern fernhalten. 11. Bei der oralen Anwendung von Kondomen besteht die Gefahr des Erstickens. 12. Die Verwendung zusätzlicher Gleitmittel beim Analverkehr kann das Risiko von Beschädigungen verringern. 13. Ein Kondom ist ein Medizinprodukt für erwachsene Männer oder Frauen. 14. Melden Sie jeder schwerwiegenden Zwischenfall, der bei der Verwendung des Geräts auftritt, dem Hersteller und der jeweils zuständigen Behörde. 15. Diese Kondome entsprechen den internationalen Normen ISO 4074 / EN ISO 4074. (1) Folienpackung vorsichtig aufreißen und dabei darauf achten, dass das Kondom nicht beschädigt wird. (2) Vermeiden Sie beim Entfernen der Folie eine Beschädigung des Kondoms durch Fingernägel, Schmuck usw. (3) Drücken Sie das Reservoirende des Kondoms vorsichtig zwischen Daumen und Zeigefinger, um die Luft aus der Spitze zu entfernen, während Sie das Kondom über den Kopf des erigierten Penis legen. Dies muss erfolgen, bevor ein Kontakt zwischen dem Penis und dem Körper des Partners entsteht, um sexuell übertragbare Infektionen und Schwangerschaften zu verhindern. (4) Während Sie die Reservoirspitze halten, rollen Sie das Kondom mit der anderen Hand über die gesamte Länge des erigierten Penis ab. (5) Prüfen Sie, ob das Kondom vom Penis abrutscht oder zu fest sitzt, da dies zu einer Beschädigung führen kann. (6) Halten Sie die Spitze des Kondoms fest und ziehen Sie den Penis langsam heraus, während er noch erigiert ist, damit das Kondom nicht abrutscht. (7) Entfernen Sie das Kondom von Ihrem Penis, indem Sie es langsam abziehen. Es ist wichtig, dass der Penis oder das benutzte Kondom nach dem Abziehen nicht den Vaginalbereich berührt. (8) Wickeln Sie das gebrauchte Kondom ein und entsorgen Sie es hygienisch in einem geschlossenen Müllimer.

FR REMARQUES IMPORTANTES AVANT D'UTILISER UN CONDOM

1. Si necessita lubricante adicional, utilice lubricante a base de agua. 2. No utilice lubricantes a base de aceite, aceites minerales ni cremas corporales, ya que pueden debilitar el preservativo y provocar un fallo posterior del producto. Esto también se aplica a algunos medicamentos tópicos que se aplican en el pene o la vagina. Si no está seguro del efecto del medicamento que utiliza junto con el preservativo, pregunte a su médico o farmacéutico. 3. No utilice el preservativo si el material de goma está pegajoso o quebradizo. Si el envase individual está evidentemente dañado, deseché el preservativo y utilice uno nuevo de un envase no dañado. 4. Consulte a un médico lo antes posible, o al menos en un plazo de 72 horas, si un preservativo gotea o se rompe durante su uso. 5. Los preservativos son de un solo uso. La realización de los preservativos puede aumentar el riesgo de daños e infecciones. 6. Si se utilizan correctamente cada vez que se mantienen relaciones sexuales, los preservativos de látex ayudan a prevenir el embarazo y reducen el riesgo de contagio del VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual. 7. Ningún método anticonceptivo puede proporcionar una protección del 100% contra el embarazo o la transmisión del VIH y las enfermedades de transmisión sexual. Si sospecha que usted o su pareja están embarazados o han sido infectados, póngase en contacto con su médico inmediatamente. 8. Este producto contiene látex natural que puede provocar reacciones alérgicas, incluido el shock anafiláctico. Si es alérgico a los productos de látex natural, consulte a su médico antes de utilizarlo. 9. Consérvese en lugar fresco y seco y protéjase de la luz solar directa. 10. Mantener fuera del alcance de los niños. 11. Existe riesgo de asfixia al utilizar preservativos por vía oral. 12. El uso de lubricantes adicionales durante el coito anal puede reducir el riesgo de daños. 13. El preservativo es un producto sanitario para personas leales, hombres o mujeres adultos. 14. Notifique cualquier incidente grave que se produzca durante el uso del dispositivo al fabricante y a la autoridad competente pertinente. 15. Estos preservativos cumplen las normas internacionales ISO 4074 / EN ISO 4074. (1) Abra el envoltorio de aluminio con cuidado de no dañar el preservativo. (2) Al retirar la lámina, evite dañar el preservativo con las uñas, joyas, etc. (3) Apriete suavemente el extremo del depósito del preservativo entre el pulgar y el índice para eliminar el aire de la punta mientras coloca el preservativo sobre la cabeza del pene erecto. Esto debe hacerse antes de que haya contacto entre el pene y el cuerpo de su pareja para evitar infecciones de transmisión sexual y embarazos. (4) Mientras sujetada la punta del depósito, desenrolle el preservativo con la otra mano sobre toda la longitud del pene erecto. (5) Compruebe si el preservativo resbala del pene o está demasiado apretado, ya que esto puede provocar daños. (6) Después de la eyaculación, sujete el borde del preservativo y tire lentamente del pene hacia fuera mientras sigue erecto para que el preservativo no se salga. (7) Retire el preservativo del pene tirando de él lentamente. Es importante que el pene o el preservativo usado no toquen la zona vaginal después de retirarlo. (8) Envuelva el preservativo usado y deséchelo higiénicamente en un cubo de basura cerrado.

IT CONSIGLI IMPORTANTI PRIMA DI USAR

1. Se è necessario un lubrificante aggiuntivo, ut acqua 2. Non utilizzare lubrificanti a base di olio, poichè questi prodotti indeboliscono il pro il malfunzionamento. Questo vale anche per il sul pene o sulla vagina. Se non siete sicuri dell' usando insieme al preservativo, chiedete al vo consultiarivate se e con un medico. 3. Non usate il preservativo se il materiale di gom contenitore individuale è evidentemente danneg utilizzate uno nuovo dalla confezione integra. possibile o almeno entro 72 ore se il preservativ (uso. 5 I preservativi sono destinati a un solo u aumentare il rischio di danni e infezioni. 6. volta che si ha un rapporto sessuale, il preservat la gravidanza e a ridurre il rischio di trasmissione infezioni sessualmente trasmissibili. 7. Nessun fornire una protezione al 100% contro la gravid delle malattie sessualmente trasmissibili. Se si un'infezione, consultate immediatamente il med lattice naturale che può causare reazioni allergi Se è allergici ai prodotti in lattice naturale, con dell'uso. 8 Conservare in un luogo fresco e asc solo a destra. 10. tenere lontano dai bambini. 1 soficamento quando si usa il profilattico per vi aggiuntivi durante i rapporti anali può ridurre il preservativo è un dispositivo medico per poter segnalare al produttore e alle autorità competen verificare durante l'uso del dispositivo. 15. Que norme internazionali ISO 4074 / EN ISO 4074. (1) Aprire con cautela la confezione di pellicola, danneggiando il profilattico. (2) Quando si rimuovanneggiare il profilattico con le unghie, i gioiel delicatamente l'estremità del serbatoio del profilattico per eliminare l'aria dalla punta mentre si posiziona ermente. Questa operazione deve essere eseguit gine e il corpo del partner, per evitare infestazioni. (4) Tenendo la punta del serbatoio, f'altra mano su tutta la lunghezza del pene erecto causare danni. (6) Dopo l'eyaculazione, tenet lentamente fuori il pene ancora eretto, in modo via. (7) Rimuovere il preservativo dal pene tirand che il pene o il preservativo usato non tocchano imozione. (8) Avvolgere il preservativo usato e bidone della spazzatura chiuso.

ES NOTAS IMPORTANTES ANTES DE UTILIZAR UN CONDOM

1. Si necesita lubricante adicional, utilice lubricante a base de agua. 2. No utilice lubricantes a base de aceite, aceites minerales ni cremas corporales, ya que pueden debilitar el preservativo y provocar un fallo posterior del producto. Esto también se aplica a algunos medicamentos tópicos que se aplican en el pene o la vagina. Si no está seguro del efecto del medicamento que utiliza junto con el preservativo, pregunte a su médico o farmacéutico. 3. No utilice el preservativo si el material de goma está pegajoso o quebradizo. Si el envase individual está evidentemente dañado, deseché el preservativo y utilice uno nuevo de un envase no dañado. 4. Consulte a un médico lo antes posible, o al menos en un plazo de 72 horas, si un preservativo gotea o se rompe durante su uso. 5. Los preservativos son de un solo uso. La realización de los preservativos puede aumentar el riesgo de daños e infecciones. 6. Si se utilizan correctamente cada vez que se mantienen relaciones sexuales, los preservativos de látex ayudan a prevenir el embarazo y reducen el riesgo de contagio del VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual. 7. Ningún método anticonceptivo puede proporcionar una protección del 100% contra el embarazo o la transmisión del VIH y las enfermedades de transmisión sexual. Si sospecha que usted o su pareja están embarazados o han sido infectados, póngase en contacto con su médico inmediatamente. 8. Este producto contiene látex natural que puede provocar reacciones alérgicas, incluido el shock anafiláctico. Si es alérgico a los productos de látex natural, consulte a su médico antes de utilizarlo. 9. Consérvese en lugar fresco y seco y protéjase de la luz solar directa. 10. Mantener fuera del alcance de los niños. 11. Existe riesgo de asfixia al utilizar preservativos por vía oral. 12. El uso de lubricantes adicionales durante el coito anal puede reducir el riesgo de daños. 13. El preservativo es un producto sanitario para personas leales, hombres o mujeres adultos. 14. Notifique cualquier incidente grave que se produzca durante el uso del dispositivo al fabricante y a la autoridad competente pertinente. 15. Estos preservativos cumplen las normas internacionales ISO 4074 / EN ISO 4074. (1) Abra el envoltorio de aluminio con cuidado de no dañar el preservativo. (2) Al retirar la lámina, evite dañar el preservativo con las uñas, joyas, etc. (3) Apriete suavemente el extremo del depósito del preservativo entre el pulgar y el índice para eliminar el aire de la punta mientras coloca el preservativo sobre la cabeza del pene erecto. Esto debe hacerse antes de que haya contacto entre el pene y el cuerpo de su pareja para evitar infecciones de transmisión sexual y embarazos. (4) Mientras sujetada la punta del depósito, desenrolle el preservativo con la otra mano sobre toda la longitud del pene erecto. (5) Compruebe si el preservativo resbala del pene o está demasiado apretado, ya que esto puede provocar daños. (6) Después de la eyaculación, sujete el borde del preservativo y tire lentamente del pene hacia fuera mientras sigue erecto para que el preservativo no se salga. (7) Retire el preservativo del pene tirando de él lentamente. Es importante que el pene o el preservativo usado no toquen la zona vaginal después de retirarlo. (8) Envuelva el preservativo usado y deséchelo higiénicamente en un cubo de basura cerrado.

BG ВАЖНИ ЗАБЕЛЕЖКИ ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОНДОМ

1. ако е необходимо допълнително смазване, използвайте смазка на водна основа. 2. Не използвайте лубриканти на маслена основа, минерални масла или кремове за тяло, тъй като те отслабват презерватива и могат да доведат до повреда на продукта. Това се отнася и за някои локални лекарства, които се прилагат върху пениса или вагината. Ако не сте сигурни в ефекта на лекарството, които използвате заедно с презерватив, полигатайте Вашия лекар или фармацевт. 3. Не използвайте презерватива, ако гуменият материал е лепкав или чуплив. Ако индивидуалната опаковка е очевидно повредена, изхвърлете презерватива и използвайте ново от неповредена опаковка. 4. консултирайте се с лекар възможно най-скоро или поне в рамките на 72 часа, ако презервативът изтече или се счука по време на употреба. 5. Презервативите са предназначени само за еднократна употреба. Повторната употреба на презервативите може да увеличи риска от увреждане и инфекция. 6. когато се използват правилно всеки път, когато правите секс, латексовите презервативи помагат за предотвратяване на бременност и намаляват риска от предаване на ХИВ/СПИН и други инфекции, предавани по полов път. 7. Нито един метод на контрацепция не може да осигури 100% защита срещу бременност или предаване на ХИВ и болести, предавани по полов път. 8. Ако подозирате, че Вие или Вашият партньор сте бременни или сте се заразили, незабавно се свържете с Вашия лекар. 8. Този продукт съдържа естествен латекс, който може да предизвика алергични реакции, включително анафилактичен шок. Ако сте алергични към продукти от естествен латекс, консултирайте се с Вашия лекар преди употреба. 9. Съхранявайте на хладно и сухо място и предпазвайте от пряка слънчева светлина. 10. дръжте далеч от деца. 11. съществува риск от задушаване при орална употреба на презерватив. 12. Използването на допълнителни лубриканти по време на анален секс може да намали риска от увреждане. 13. презервативът е медицинско изделие, предназначено за непрофесионалисти - възрастни мъже или жени. 14. съблюдавайте за всеки сериозен инцидент, възникнал по време на употреба на презерватива, на производителя и на компетентния орган. 15. тези презервативи са в съответствие с международните стандарти ISO 4074 / EN ISO 4074 (1) Внимателно разкъсайте опаковката от фолио, като внимавате да не повредите презерватива. (2) Когато отстранявате фолиото, избягвайте да повредите презерватива с нокти, бижута и др. (3) Внимателно стиснете резервоария край на презерватива между палеца и показалеца си, за да отстраните въздуха от върха, докато поставяте презерватива върху главата на еректирания пенис. Това трябва да се направи преди да има касъто и да е контакт между пениса и тялото на партньора ви, за да се предотвратят полово предавани инфекции и бременност. (4) Докато държите върха на резервоара, разгънете презерватива с другата ръка по цялата дължина на еректирания пенис. (5) Проверете дали презервативът не се изплъзва от пениса или не е прекалено стегнат, тъй като това може да доведе до увреждане. (6) След еякулация задържте ръба на презерватива и бавно издърпайте пениса, докато е все още еректирал, за да не се изплъзне презервативът. (7) Отстранете презерватива от пениса си, като го издърпате бавно. Важно е пенисът или използваният презерватив да не докосват вагиналната област след отстраняването. (8) Опаковките използвания презерватива и го изхвърлете по хигиенен начин в затворена кофа за боклук.

DA DÜLEZITÉ RADY PŘED POUŽITÍM KONDOMU

1. Pokud je zapotřebí další lubrikant, použijte lubrikant na vodní bázi. 2. Nepoužívejte lubrikační gely na olejové bázi, minerální oleje a tělové krémy, protože tyto látky mohou kondom oslabit a způsobit jeho pozdější selhání. To platí i pro některé lokální léky, které se aplikují na penis nebo vagínu. Pokud si nejste jisti účinkem léků, které používáte ve spojení s kondomem, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 3. Nepoužívejte kondom, pokud je gumový materiál lepivý nebo křehký. Pokud je jednotlivé balení zjevně poškozené, kondom zlikvidujte a použijte nový z nepoškozené balení. 4. Pokud kondom během používání unikne nebo praskne, poraďte se co nejdříve nebo alespoň do 72 hodin s lékařem. 5. Kondomy jsou určeny pouze k jednorázovému použití. Opakované použití kondomu může zvýšit riziko poškození a infekce. 6. Při správném použití při každém sexuálním styku pomáhají latexové kondomy předcházet otěhotnění a snižují riziko přenosu HIV/AIDS a dalších pohlavně přenosných infekcí. 7. Žádná antikoncepční metoda nemůže poskytnout stoprocentní ochranu před otěhotněním nebo přenosem HIV a pohlavně přenosných infekcí. Pokud máte podezření, že jste vte nebo váš partner těhotní nebo jste se nakazil, neprodleně kontaktujte svého lékaře. 8. Tento výrobek obsahuje přírodní latex, který může způsobit alergické reakce včetně anafylaktického šoku. Pokud jste alergičtí na výrobky z přírodního latexu, obraťte se před použitím s lékařem. 9. Skladujte na chladném a suchém místě a chráňte před přímým slunečním zářením. 10. Uchovávejte mimo dosah dětí. 11. Při perorálním použití kondomů hrozí nebezpečí udušení. 12. Použití dalších lubrikantů při análním styku může snížit riziko poškození. 13. Kondom je zdravotnický prostředek pro lásky - dospělé muže nebo ženy. 14. Jakýkoli závažný incident, ke kterému dojde při používání pomůcky, nahleste výroci a příslušnému orgánu. 15. Tyto kondomy odpovídají mezinárodním normám ISO 4074 / EN ISO 4074. (1) Opatrně roztrhněte fóliové balení a dávejte pozor, abyste kondom nepoškodili. (2) Při odstraňování fólie se vyvarujte poškození kondomu nehty, šperky apod. (3) Jemně stiskněte konec zásobníku kondomu mezi palcem a ukazováčkem, abyste odstranili vzduch ze špičky a zároveň kondom nasadili na hlavíku ztopořeneho penisu. Toto je třeba provést před jakýmkoli kontaktem penisu s tělem partnerky, abyste předšeli pohlavně přenosným infekcím a těhotenství. (4) Zatímco držíte špičku zásobníku, druhou rukou rozvinjte kondom po celé délce ztopořeneho penisu. (5) Zkontrolujte, zda kondom nesklouzává z penisu nebo není příliš těsný. Zkontrolujte, zda kondom je stále vztyčen, aby kondom nesklouzl. (7) Kondom z penisu odstraňte tak, že jej pomalu stáhnete. Je důležité, aby se penis nebo hygienický kondom po sejmutí nedotýkali vaginální oblasti. (8) Použitý kondom zabalte a hygienicky zlikvidujte v uzavřené odpadkové koši.

DA VIGTIGE RÅD FØR BRUG AF KONDOM

1. Hvis der er behov for ekstra glidecreme, så brug vandbaseret glidecreme. 2. Brug ikke oliebaserede glidecreme, mineralisk olie og kropcreme, da disse kan svække kondomet og medføre, at produktet senere svigter. Dette gælder også for nogle topiske lægemidler, der påføres penis eller vagina. Hvis du er i tvivl om virkningen af din medicin, din bruger sammen med kondomer, så spørg din læge eller apoteker. 3. Brug ikke kondomet, hvis gumimaterialet er klæbrigt eller skørt. Hvis den enkelte beholder er tydeligt beskadiget, skal du smide kondomet ud og bruge et nyt fra en ubeskadiget emballage. 4. Søg læge så hurtigt som muligt eller i hvert fald inden for 72 timer, hvis et kondom lækker eller springer under brug. 5. Kondomer er kun beregnet til engangsbrug. Genbrug af kondomer kan øge risikoen for skader og infektion. 6. Når latexkondomer bruges korrekt, hver gang du har sex, hjælper de med at forhindre graviditet og reducere risikoen for at overføre hiv/aids og andre seksuelt overførte infektioner. 7. Ingen præventionsmetode kan give 100 procent beskyttelse mod graviditet eller overførelse af hiv og seksuelt overførte sygdomme. Hvis du har mistanke om, at du eller din partner er gravid eller er blevet smittet, skal du straks kontakte din læge. 8. Dette produkt indeholder naturlig latex, som kan forårsage allergiske reaktioner, herunder anafylaktisk chok. Hvis du er allergisk over for naturlig latexprodukter, skal du kontakte din læge før brug. 9. Opbevar dem på et køligt, tørt sted og beskyt dem direkte sollys. 10. Holdes væk fra børn. 11. Der er risiko for kvælning ved at bruge kondomer. 12. Brug af ekstra glidecreme under analt samleje kan reducere risikoen for skader. 13. Et kondom er et medicinsk udstyrl til lagfold - voksne mænd eller kvinder. 14. Rapportér enhver alvorlig hændelse, der opstår under brug af udstyret, til producenten og den relevante kompetente myndighed. 15. Disse kondomer er i overensstemmelse med de internationale standarder ISO 4074 / EN ISO 4074. (1) Åbn forsigtigt foliepakken, og pas på ikke at beskadige kondomet. (2) Når du fjerner folien, skal du undgå at beskadige kondomet med negle, smykker osv. (3) Klem forsigtigt reservoirenden af kondomet mellem tommel- og pegefinger for at fjerne luften fra spidsen, mens du placerer kondomet over hovedet på den erigterede penis. Dette skal gøres, før der er kontakt mellem penis og din partners krop for at forhindre seksuelt overførte infektioner og graviditet. (4) Giv din holder på reservoirdispen, ruller du kondomet ud med den anden hånd over hele længden af den erigterede penis. (5) Tjek, om kondomet glider af penis eller er for stramt, da det kan føre til skader. (6) Efter ejakulation skal du holde i kanten af kondomet og langsomt trække penis ud, mens den stadig er erigert, så kondomet ikke glider af. (7) Fjern kondomet fra din penis ved at trække det langsomt af. Det er vigtigt, at penis eller det brugte kondom ikke rører ved skeden, når du har fjernet det. (8) Pak det brugte kondom ind, og smid det hygienisk ud i en lukket skraldespand.

ET OULINE TEAVE ENNE KASUTAMIST

1. Kui on vaja lisalubrikanti, kasutage veepehni lubrikanti. 2. Ärge kasutage õlipõhiseid libesustsaineid, mineraalõlisid ega kehakreeme, kuna need nõrgendavad kondoomi ja võivad põhjustada toote hilisema rikke. See kehtib ka mõnede peenseile või tuppe kantavate paikse ravimite kohta. Kui te ei ole kindel, kuidas te kasutatavad ravimid kondoomidega koos toimivad, küsige nõu oma arstilt või apteekrilt. 3. Ärge kasutage kondoomi, kui kummist materjal on kleeruv või haprakas muutunud. Kui üksikpakend on silmaga nähtavalt kahjustatud, visake kondoom ära ja kasutage uut, mis on pakendist võetud. 4. Kui kondoom kasutamise ajal lekkib või puruneb, pöörduge võimalikult kiiresti vi vähemalt 72 tunni jooksul arsti poole. 5. Kondoomid on mõeldud ühekordselt kasutamiseks. Korduvkasutatavad kondoomid võivad suurendada kahjustuste ja nakkuste riski. 6. Kui kasutate korral altavad latekskondoomid ajal sugulisel vahelkorral rasestuse vältida ja vähendada HIV/AIDS-i ja teiste sugulisel teel levivate nakkushaiguste edasikandumise riski. 7. Ükski rasestusvõimalne meetod ei paku 100% kaitsel rasestuse või HIV ja sugulisel teel levivate haiguste vastu. Kui kahtlustate, et teie või teie partner olete rase või nakatunud, pöörduge viivitamatult arsti poole. 8. See toode sisaldab looduslikku lateksi, mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone, sealhulgas anafilaaktilist šokki. Kui olete allergiline looduslike lateksi toodete vastu, pöörduge enne kasutamist oma arsti poole. 9. Hoida jahedas, kuivas kohas ja kaitses otsese päikesevalguse eest. 10. Hoida laste käeulatuses eemal. 11. Kui kondoomi suukaudselt kasutamisel on lämbumisoht. 12. Lisalubrikantide kasutamise analaalselt kasutamisel võivad põhjustada HIV/AIDS-i ja teiste sugulisel teel levivate nakkushaiguste edasikandumise riski. 13. Kondom on meditsiiniline abivahend rasestuse ja nakkuste. 14. Teatage igast tõsisest avariijuhust, mis tekib toote kasutamisel, tootjale ja asjaomasele ametiasutusele. 15. Need kondoomid vastavad rahvusvahelistele standarditele ISO 4074 / EN ISO 4074. (1) Avage hoolikalt ettevaatlikult, et kondoomi ei kahjustada. (2) Kleepakendi eemaldamisel vältige kondoomi kahjustamist sõrmküünete, nimeliste sõrmte jalgade, šperky apod. (3) Jemne stisknëte konec zásobníku kondomu mezi palcem a ukazováčkem, abyste odstranili vzduch ze špičky a zároveň kondom nasadili na hlavíku ztopořeneho penisu. Toto je třeba provést před jakýmkoli kontaktem penisu s tělem partnerky, abyste předšeli pohlavně přenosným infekcím a těhotenství. (4) Zatímco držíte špičku zásobníku, druhou rukou rozvinjte kondom po celé délce ztopořeneho penisu. (5) Zkontrolujte, zda kondom nesklouzává z penisu nebo není příliš těsný. Zkontrolujte, zda kondom je stále vztyčen, aby kondom nesklouzl. (7) Kondom z penisu odstraňte tak, že jej pomalu stáhnete. Je důležité, aby se penis nebo hygienický kondom po sejmutí nedotýkali vaginální oblasti. (8) Použitý kondom zabalte a hygienicky zlikvidujte v uzavřené odpadkové koši.

EL ZHANTAKTES ZHMIKSEZE PRIN XHREMOYHOYEETE TO KONDOM

1. Εάν απαιτείται πρόσθετο λιπαντικό, χρησιμοποιήστε λιπαντικό νερό. 2. Μην χρησιμοποιείτε λιπαντικά με βάση το έλαιο, ορυκτέλι, σκόνη σώματος, σκόνη αποδοντικών, το προφυλακτικό και μη οδοντοπολυρισμένο σε μετρίως παχιά το προϊόντος. Αυτά ισχύει επίσης επί ορισμένων τοπικά φάρμακα που εφαρμόζονται στο πέος ή στον κόλπο είτε σίγουρα για την επίδραση του φάρμακου που χρησιμοποιείτε συνδυασμό με το προφυλακτικό, ωστόσο το γιατρό ή το φαρμακείο ή το φαρμακείο το προφυλακτικό να το υλικό από το οποίο αποτελείται το προφυλακτικό. Εάν ο τοπικός περιεχόμενος είναι εμφανώς καταρτημένος, απορρίψτε το προφυλακτικό και χρησιμοποιήστε απολύτως αθική συσκευασία. 4. συμβουλευτείτε έναν γιατρό το συντομότερο δυνατό ή το φαρμακείο εντός 72 ωρών εάν ένα προφυλακτικό έχει σκάσει κατά τη χρήση. 5. Τα προφυλακτικά που χρησιμοποιούνται μόνο για την πρόληψη των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων, όπως η ανεπιθύμητος, απορρίψτε το προφυλακτικό και χρησιμοποιήστε απολύτως αθική συσκευασία. Εάν είστε αλλεργικοί στα προϊόντα φυσικού καουτσούκ, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν από τη χρήση. 9. Φυλάσσετε το και την ώρα και προετοιμάστε το το άμεσο ριλακό φύλο, 10. μακριά από παιδιά. 11. Υπό την κίνηση των ποδιών κατά τη χρήση προφυλακτικού από το σώμα. 12. Η χρήση προφυλακτικού λιπαντικού είναι επικίνδυνη, καθώς μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο βλάβης. 13. Τα προφυλακτικά που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων, όπως η ανεπιθύμητος, απορρίψτε το προφυλακτικό και χρησιμοποιήστε απολύτως αθική συσκευασία. 4. συμβουλευτείτε έναν γιατρό το συντομότερο δυνατό ή το φαρμακείο εντός 72 ωρών εάν ένα προφυλακτικό έχει σκάσει κατά τη χρήση. 5. Τα προφυλακτικά που χρησιμοποιούνται μόνο για την πρόληψη των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων, όπως η ανεπιθύμητος, απορρίψτε το προφυλακτικό και χρησιμοποιήστε απολύτως αθική συσκευασία. Εάν είστε αλλεργικοί στα προϊόντα φυσικού καουτσούκ, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν από τη χρήση. 9. Φυλάσσετε το και την ώρα και προετοιμάστε το το άμεσο ριλακό φύλο, 10. μακριά από παιδιά. 11. Υπό την κίνηση των ποδιών κατά τη χρήση προφυλακτικού από το σώμα. 12. Η χρήση προφυλακτικού λιπαντικού είναι επικίνδυνη, καθώς μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο βλάβης. 13. Τα προφυλακτικά που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων, όπως η ανεπιθύμητος, απορρίψτε το προφυλακτικό και χρησιμοποιήστε απολύτως αθική συσκευασία. 4. συμβουλευτείτε έναν γιατρό το συντομότερο δυνατό ή το φαρμακείο εντός 72 ωρών εάν ένα προφυλακτικό έχει σκάσει κατά τη χρήση. 5. Τα προφυλακτικά που χρησιμοποιούνται μόνο για την πρόληψη των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων, όπως η ανεπιθύμητος, απορρίψτε το προφυλακτικό και χρησιμοποιήστε απολύτως αθική συσκευασία. Εάν είστε αλλεργικοί στα προϊόντα φυσικού καουτσούκ, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν από τη χρήση. 9. Φυλάσσετε το και την ώρα και προετοιμάστε το το άμεσο ριλακό φύλο, 10. μακριά από παιδιά. 11. Υπό την κίνηση των ποδιών κατά τη χρήση προφυλακτικού από το σώμα. 12. Η χρήση προφυλακτικού λιπαντικού είναι επικίνδυνη, καθώς μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο βλάβης. 13. Τα προφυλακτικά που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων, όπως η ανεπιθύμητος, απορρίψτε το προφυλακτικό και χρησιμοποιήστε απολύτως αθική συσκευασία. 4. συμβουλευτείτε έναν γιατρό το συντομότερο δυνατό ή το φαρμακείο εντός 72 ωρών εάν ένα προφυλακτικό έχει σκάσει κατά τη χρήση. 5. Τα προφυλακτικά που χρησιμοποιούνται μόνο για την πρόληψη των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων, όπως η ανεπιθύμητος, απορρίψτε το προφυλακτικό και χρησιμοποιήστε απολύτως αθική συσκευασία. Εάν είστε αλλεργικοί στα προϊόντα φυσικού καουτσούκ, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν από τη χρήση. 9. Φυλάσσετε το και την ώρα και προετοιμάστε το το άμεσο ριλακό φύλο, 10. μακριά από παιδιά. 11. Υπό την κίνηση των ποδιών κατά τη χρήση προφυλακτικού από το σώμα. 12. Η χρήση προφυλακτικού λιπαντικού είναι επικίνδυνη, καθώς μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο βλάβης. 13. Τα προφυλακτικά που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων, όπως η ανεπιθύμητος, απορρίψτε το προφυλακτικό και χρησιμοποιήστε απολύτως αθική συσκευασία. 4. συμβουλευτείτε έναν γιατρό το συντομότερο δυνατό ή το φαρμακείο εντός 72 ωρών εάν ένα προφυλακτικό έχει σκάσει κατά τη χρήση. 5. Τα προφυλακτικά που χρησιμοποιούνται μόνο για την πρόληψη των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων, όπως η ανεπιθύμητος, απορρίψτε το προφυλακτικό και χρησιμοποιήστε απολύτως αθική συσκευασία. Εάν είστε αλλεργικοί στα προϊόντα φυσικού καουτσούκ, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν από τη χρήση. 9. Φυλάσσετε το και την ώρα και προετοιμάστε το το άμεσο ριλακό φύλο, 10. μακριά από παιδιά. 11. Υπό την κίνηση των ποδιών κατά τη χρήση προφυλακτικού από το σώμα. 12. Η χρήση προφυλακτικού λιπαντικού είναι επικίνδυνη, καθώς μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο βλάβης. 13. Τα προφυλακτικά που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων, όπως η ανεπιθύμητος, απορρίψτε το προφυλακτικό και χρησιμοποιήστε απολύτως αθική συσκευασία. 4. συμβουλευτείτε έναν γιατρό το συντομότερο δυνατό ή το φαρμακείο εντός 72 ωρών εάν ένα προφυλακτικό έχει σκάσει κατά τη χρήση. 5. Τα προφυλακτικά που χρησιμοποιούνται μόνο για την πρόληψη των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων, όπως η ανεπιθύμητος, απορρίψτε το προφυλακτικό και χρησιμοποιήστε απολύτως αθική συσκευασία. Εάν είστε αλλεργικοί στα προϊόντα φυσικού καουτσούκ, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν από τη χρήση. 9. Φυλάσσετε το και την ώρα και προετοιμάστε το το άμεσο ριλακό φύλο, 10. μακριά από παιδιά. 11. Υπό την κίνηση των ποδιών κατά τη χρήση προφυλακτικού από το σώμα. 12. Η χρήση προφυλακτικού λιπαντικού είναι επικίνδυνη, καθώς μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο βλάβης. 13. Τα προφυλακτικά που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων, όπως η ανεπιθύμητος, απορρίψτε το προφυλακτικό και χρησιμοποιήστε απολύτως αθική συσκευασία. 4. συμβουλευτείτε έναν

