



6. Important information for PASANTE INFINITY X DELAY Natural Rubber Latex Condoms, please read carefully. 1. This product contains 8.5% benzocaine lubricant. 2. Make sure there is adequate lubrication. If you add lubricant, use a water-based lubricant. DO NOT USE OIL BASED LUBRICANTS such as those with petroleum jelly, mineral oil or cold cream, as these may damage the condom. 3. Some latex products may cause allergic reactions or irritation on contact. If you are unsure on the compatibility of these products with condoms, please consult your doctor or pharmacist prior to use. 4. If the rubber material is sticky or brittle or the individual container is obviously damaged, do not use the condom. 5. Condoms are for single use only. The reused condom could increase the risk of breakage and infection. 6. Seek medical assistance as soon as possible, at least within 72 hours should a condom leak or burst during use. 7. Latex condoms are contraindicated for individuals with a known sensitivity to latex. 8. AIDS and other sexually transmitted infections. 9. If after intercourse, you are concerned that you or your partner may have become pregnant or contracted an STI, consult your doctor immediately. 5. This product contains natural rubber latex which may cause allergic reactions. Includes phytylphoric shock. Some individuals may experience sensitivity to latex products. If you are allergic to latex products, consult your doctor before using this product. If you have a history of allergic to local anaesthetics (i.e. lidocaine, bupivacaine, etc.) or to local anaesthetic "caine" anaesthetics 11. Premature ejaculation may be due to a condition requiring medical supervision. If this product is used as directed and does not provide relief, discontinue the use and consult a doctor. Avoid contact with the eyes. If you or your partner develops a rash or irritation, such as burning or itching, discontinue use immediately. If symptoms persist, consult a doctor. 12. When benzocaine is in contact with the mucous membranes, it may block the transmission of nerve impulses and conduct electrical signals. This blocks the transmission of nerve impulses that carry pain messages. In this way, benzocaine numbs the nerve endings near the surface of the mucous membrane that is in contact with the benzocaine lubricant 13. When used correctly, benzocaine lubricant in the tip of condom will not come in contact with other parts of the body. The benzocaine lubricant can cause numbness if it comes into contact with the mucous membrane after intercourse 15. Keep out of reach of children. 16. Store in a cool dry place away from direct sunlight.

Wichtig ist unbedingt zu PASANTE INFECTIO X DELAY
Kontakt aus Naturkauschalekten, bitte sorgfältig lesen. 1.
Dieses Produkt enthält 0,5 % Benzocain-Gel. 2. Achten Sie auf
zusätzliche Informationen, die auf dem Produkt angegeben werden
sowie auf andere, KONTAKTIERENDES KEINE
OBERFLÄCHEN SCHMERZMITTEL, wie etwa solche auf Inzestiv-
Medikation oder Kältebrennen, da diese das Kontakt beschädigen
können. 3. Einmalige Anwendung des Produkts ist ausreichend.
Wirkungsmittel von Lokalanästhetika bei Kontakt beeinträchtigen. Wenn Sie
hinsichtlich der Verträglichkeit dieser Produkte mit Kondomen unsicher
sind, konsultieren Sie vor der Anwendung bitte Ihren Arzt oder Apotheker.
4. Wenn das Gummimaterial klebrig oder spröde ist oder die
Einwickelpackung offensichtlich beschädigt ist, verwenden Sie das
Produkt nicht. 5. Wenn Sie ein neues Kondom gebrauchen, vermeiden Sie
Bei wiederholtem Kontakt können ein erhöhtes Risiko für Risse
und Infektionen. 6. Wenn ein Kondom während der Anwendung undicht
wird oder platzt, sollten Sie so schnell wie möglich, spätestens jedoch
innerhalb von 72 Stunden, ärztliche Hilfe zu. 7. Lokalanästhetika sollen
eine Schwangerschaft verhindern und das Risiko einer Übertragung
von HIV/AIDS und anderen sexuell übertragbaren Infektionen verringern.
Wenn Sie ein Produkt verwenden, das Benzocain enthält, vermeiden Sie
das Sie oder Ihre Partnerin schwanger werden oder sich mit
einer sexuell übertragbaren Krankheit angesteckt haben könnten.
Suchen Sie unverzüglich Ihren Arzt auf. 9. Dieses Produkt enthält
Naturkauschalekten, der allergische Reaktionen einschließlich
physiologischer Schock hervorrufen kann. Manche Personen
reagieren empfindlich auf Lokalanästhetika. Wenn Sie allergisch auf
Lokalanästhetika reagieren, konsultieren Sie Ihren Arzt vor der
10. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn bei Ihnen in der
Vergangenheit eine Allergie gegen Lokalanästhetika wie Procain,
Lidocain, Benzocain oder andere „Caine“-Anästhetika aufgetreten ist.
11. Eine vorzeitige Ejakulation kann auf eine Erkrankung zurückzuführen
sein, die ärztlicher Überwachung bedarf. Wenn dieses Produkt gemäß
Anweisung verwendet wird und keine allergische Reaktion, brechen Sie die
Verwendung ab und konsultieren Sie einen Arzt. 12. Augen
vermeiden. Wenn bei Ihnen oder Ihrem Partner ein Ausschlag oder
eine Reizung, wie etwa Brennen oder Jucken, auftritt, brechen Sie die
Anwendung sofort. Bei anhaltenden Symptomen einen Arzt aufsuchen.
12. Wenn Benzocain mit den Schleimhäuten in Kontakt kommt,
beeinträchtigt es die Fähigkeit der Nerven, elektrische Signale zu
erzeugen und zu leiten. Dadurch wird die Übertragung von
Nervensignalen, die Schmerzsignale übermitteln, blockiert. Auf diese
Weise betäubt Benzocain die Nervenenden nahe der Oberfläche der
Schleimhaut, die mit dem Benzocain-Gliedmittel in Kontakt kommt.
13. Bei richtiger Anwendung kommt das Benzocain-Gliedmittel an der
Spitze des Kondoms nicht mit anderen Körperzellen in Kontakt. Das
Benzocain-Gliedmittel kann bei Kontakt mit dem Mund Taubheitsgefühle
hervorrufen. 14. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie
15. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. 16. An einem
kühlen, trockenen Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung
vermeiden. 17. ISO 4074 / EN ISO 4074.

Informations importantes concernant les préservatifs en latex de caoutchouc naturel PASANTE INFINITY X DELAY, veuillez lire attentivement : Ce produit contient 8,5 % de lubrifiant à base de benzocaïne. 2. Veillez à une lubrification adéquate. Si vous ajoutez du lubrifiant, utilisez un lubrifiant à base d'eau. **N'utilisez PAS DE lubrifiant à BASE D'HUILE,** tels que l'huile végétale ou de la vaseline, car les huiles végétales ou les huiles de vaseline peuvent dégrader et/ou endommager le préservatif. 3. Certains médicaments topiques peuvent affecter l'efficacité des préservatifs en latex en cas de contact. Si vous n'êtes pas sûr de la compatibilité de ces produits avec les préservatifs, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien avant leur utilisation. 4. Si le matériau en caoutchouc est collant ou cassant ou s'emballage est visible, ne l'utilisez pas. 5. Ne réutilisez pas un préservatif. 5. Les préservatifs sont à usage unique, ils ne réduisent pas le risque de transmission du VIH/SIDA et d'autres infections sexuellement transmissibles. 6. Utilisez toujours un rapport sexuel avec un préservatif pour votre partenaire, d'une érection tombée en panne ou d'avoir contracté une IST, consultez immédiatement votre médecin. 9. Ce préservatif est produit à partir d'un latex de caoutchouc naturel qui peut provoquer des éruptions allergiques, notamment un choc anaphylactique. Certaines personnes peuvent présenter une sensibilité particulière aux produits en latex. Si vous avez une allergie connue aux produits en latex, consultez votre médecin avant toute utilisation. 10. N'utilisez pas ce produit avec des antécédents d'allergie aux anesthésiques locaux, par exemple procaine, la lidocaïne, la benzocaïne ou tout autre anesthésique topique, le nom figuré en «-caine». 11. L'éjaculation précoce peut être due à une condition nécessitant une surveillance médicale. Si ce produit, utilisé conformément aux instructions, et il apporte pas d'amélioration, consultez votre médecin. 12. Lorsque le préservatif est en contact avec les muqueuses, elle interfère avec la capacité des nerfs à initier et à conduire des signaux électriques. Cela bloque la transmission des impulsions musculaires, ce qui provoque une érection. Tenir la benzocaïne en contact avec les terminaisons nerveuses situées à la surface de la muqueuse en contact avec le lubrifiant à base de benzocaïne. 13. Lorsqu'il est utilisé correctement, le lubrifiant à base de benzocaïne contenu dans l'extrémité du préservatif n'entre pas en contact avec d'autres parties du corps. Le lubrifiant à base de benzocaïne peut provoquer un engourdissement s'il entre en contact avec la bouche. 14. Ne conservez pas le produit dans des endroits portés des enfants. 16. Conservez dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière directe du soleil. 17. ISO 4074/EN ISO 4074.

Ⓜ Informazioni importanti per i preservativi in lattice di gomma naturale PASANTE INFINITY X DELAY: leggere attentamente. Questo prodotto contiene l'8,5% di benzocaina (lubrificante). Assicurarsi che la lubrificazione sia adeguata. Utilizzare solo lubrificanti

[illegible]

Información importante sobre los preservativos naturales de latex INFASANT INFINITY X DELAY, por favor léala atentamente. Este producto contiene lubricante benzocainico al 8,5%. 2. Asegúrese de la lubricación en adecuada. Si añade lubricante, utilice lubricantes a base de agua. **NO UTILICE LUBRICANTES A BASE DE ACEITE**, como aceites vegetales, aceites de cocina, aceites de bebé, etc. 3. Evite el uso del preservativo. Si algunos métodos típicos pueden afectar la eficacia de los preservativos de látex al contacto. Si no está seguro de la compatibilidad de estos productos con los preservativos, consulte a médico o farmacéutico antes de usarlos. 4. Si el material de látex no está magado o frágil, o si el embotellado individual presenta daños visibles, no use preservativo. 5. Los preservativos son para un solo uso. Los preservativos no deben ser reutilizados. 6. Después de la aplicación, el preservativo permanece látex antes posible, en un plazo máximo de 72 horas, en caso de un preservativo presente luego o se rompa durante su uso. 7. Los preservativos de látex se han diseñado para prevenir los embarazos, reducir riesgo de transmitir el VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual. 8. Después de haber mantenido relaciones sexuales le propiamente, no use preservativo para poder proporcionar protección o limitado de ETS, como la sífilis, el herpes, etc. Este producto contiene látex de goma natural, puede haber provocado reacciones alérgicas, incluidas la urticaria. Algunas personas pueden tener sensibilidad a los productos de látex. Si tiene alergia a los productos de látex, consulte a su médico. 9. No utilice este producto si tiene antecedentes de alergia a anestésicos como la procaina, la lidocaína, la benzocaina o cualquier otro anestésico "de la cáscara". La eyaculación precoz puede ocurrir al utilizar este producto. Evite el contacto con los ojos. Si su pareja o usted sufren una erupción o irritación, como ardor o prurito, interrumpa su uso inmediatamente los síntomas persisten, consulte a un médico. 12. Cuando la benzocaina entra en contacto con las membranas mucosas, interfiere con la capacidad de absorción de los nutrientes y puede interferir con la capacidad de transmisión de los impulsos nerviosos que transportan los mensajes de dolor. De este modo, la benzocaina adormece las terminaciones nerviosas trasmiten a la superficie de la mucosa que está en contacto con el lubricante benzocainico. 13. Si se utiliza correctamente, el lubricante con benzocaina en la punta del preservativo no entrará en contacto con otras partes del cuerpo. Si el lubricante con benzocaina entra en contacto con la piel, se entra en contacto con la boca. 14. Elimine el lubricante después del coito. 15. Mantener fuera del alcance de los niños. 16. Guardar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol. 17. ISO 4074/ EN ISO 4074.

Viktig information om PASANTE INFINITY X DELAY kommander
attackerats. Läs nöga. 1. Denna produkt innehåller smörjmedel med 8,5 % bensolk. 2. Se till att det finns tillräckligt med gjelmedel. Om tillförlig gjelmedel, använd ett vattenbaserat gjelmedel. ANVÄND INTE VÄTSKEBASERAT GJELMEDEL som petroleumgjel, vegetabiliska oljor, mineraloljer eller cold cream eftersom dessa kan skada kondensatorerna. 3. Vissa kondensatorer innehåller smörjmedel som inte är kompatibla med smörjmedel med kontakt. Om du är osäker på kompatibiliteten för sådana smörjmedel med kondensator, rådgör med läkare eller অপক্সপোনাল ফর ব্রাংইং. 4. Om gjelmedietallat är klibbigt eller sprött eller den enskilda packningen är skadad, använd inte smörjmedel. 5. Kondensator endast engångsbruk. Återanvändning av en kondensator kan öka risken för att skada gärlsätet. 6. Om du använder smörjmedel som inte är kompatibla med kontakt, minst 72 timmar – om en kondensator läcker eller spricker under användning. 7. Läkemedelkondensator är avsedda att förhindra graviditet, minska risken för överlevnad av HIV/AIDS och andra sexuellt överförbara infektioner. 8. Om du efter samlag orsakar dig för att du eller din partner kan ha blivit gravid är smittats av en sexuellt överförbar infektion, rådgör omedelbart med läkare. 9. Kondensator tillverkas av aluminiummaterial kan franska allerskärpt. 10. Om du använder smörjmedel som inte är kompatibla med kontakt, säg till läkare/produkter. 11. Om du är allergisk mot latexprodukter, rådgör med läkare före användning. 10. Använd inte den här produkten om du har sjukhistoria med allergi mot lokalbedövningsmedel somt spröken, bensen, bensen eller något annat bedövningsmedel i gruppen som slutar i -kan-11. För tidig utlösning kan bero på ett tillstånd som kräver medicinsk hjälp. 12. Om du använder smörjmedel som inte är kompatibla med kontakt, avbryt användningen och rådgör med läkare. Undvik kontakt med ögon. Om du eller din partner får utslag eller irritation, tår, sveda eller ödem, avbryt omedelbart användningen. Om symptom kvarstår, kontakta läkare. 12- När bensen kommer i kontakt med slemhinna, hindrar nerverna förmåga att sätta gjel och leda elektriska signaler. Det kan orsaka överdosering och eventuellt dödsfall. 13. På sätt bedövar bensen nervändarna nära de ytor av slemhinna som i rinner i kontakt med smörjmedlet som innehåller bensen. 13- När smörjmedel används på rätt sätt kommer smörjmedlet med bensen långt spesten av kondensatorn i kontakt med någon annan del av kroppen. Smörjmedel med bensen kan orsaka förlorad känsl om deler i kroppen inte används med smörjmedel av smörjmedel eller samlag. 15. Förvara om rakett för barn. 16. Förvaras väl och tryck skyddet från direkt solsk.

ISO 4074 / EN ISO 4074.

Ważne informacje na temat przemyślenia z lekami kazurowy
turnalnego PASANTE INFINITY X DELAY; przeczytać uważnie. 1
odt zawiera lubykat; 8,5% benzokwiny w składzie. 2. Upewn
nie, że nawiązanie jest wystarczające. W razie potrzeby dodawa
przekazy na bazy wody. NIE STOSOWAĆ LUBRYKANTÓW NA BAZIE
E.O.WITUSZCZÓW, takich jak wazelina, olej mineralny lub krem
zwykły-ochronny typu olej (cold cream), ponieważ mogą one uszkodzić
zawieszki i spowodować uszkodzenia. 3. Nie używać w celu
korzystnie wpływać na skuteczność przemyślenia lateksowych. W razie
ku pewności co do zgodności tych produktów z przemyśleniami, przed
zastosowaniem skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
Ważne guma jest lepka lub kruchy się, lub jeśli opakowanie jednostkowe
leżący uszkodzone, nie używać przemyślenia. 5. Przechowywać
przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku. Powinny używać
z przemyśleniami. 6. Nie używać przemyślenia, jeśli jest widoczny
przekazy nieszerokość lub pęknięcia przemyślenia podczas stosunku
najbardziej zwrócić się do lekarza, najpóźniej w ciągu 72 godzin. 7.
Przechowywać lateksowe służą do zapobiegania ciąży, ograniczając ryzyko

produkty z lekarstw. W przypadku uczucia na produkt z lekarstw przed ich użyciem skonsultować się z lekarzem. 10. Nie używać produktu, jeżeli przesłabo występuje reakcje alergiczne na miejsców stosowania produktu niezaczekać. 11. Produkt zawiera substancje, których występowanie może być szkodliwe dla zwierząt domowych, szczególnie psów i kotów. 11.1. Produkować używać może być skutkiem choroby lub stanu wymagających leczenia. 12. Produkt jest przeznaczony do stosowania z zaleceniami, a problem nie występuje. 13. Stosować stosowanie produktu i zwrócić się do lekarza. 14. Wskazać na oczach. 15. Jeżeli u użytkownika lub jego partnerów 44 wystąpi wysypka lub podrażnienie skóry, należy przestać używać produktu, przemyć wodą, używać kremu przeciw alergii. 16. Jeżeli objawy będą się utrzymywać, zanieść lekarzowi. 17. Gdy dojdzie do choroby choroby zakaźnej z objawami wysypki, zakłada ona złośliwość: nerwowo do niecierpienia i przewodzenia sygnałów elektrycznych. Dochodzi do zablokowania przekazywania nerwów nerwowo-sygnałowych bół. Tym samym benzokaina powoduje reakcję alergiczną na produkt. 18. Wskazać na oczach. 19. Wskazać na języku. 20. Wskazać na języku. 21. Wskazać na języku. 22. Wskazać na języku. 23. Wskazać na języku. 24. Wskazać na języku. 25. Wskazać na języku. 26. Wskazać na języku. 27. Wskazać na języku. 28. Wskazać na języku. 29. Wskazać na języku. 30. Wskazać na języku. 31. Wskazać na języku. 32. Wskazać na języku. 33. Wskazać na języku. 34. Wskazać na języku. 35. Wskazać na języku. 36. Wskazać na języku. 37. Wskazać na języku. 38. Wskazać na języku. 39. Wskazać na języku. 40. Wskazać na języku. 41. Wskazać na języku. 42. Wskazać na języku. 43. Wskazać na języku. 44. Wskazać na języku. 45. Wskazać na języku. 46. Wskazać na języku. 47. Wskazać na języku. 48. Wskazać na języku. 49. Wskazać na języku. 50. Wskazać na języku. 51. Wskazać na języku. 52. Wskazać na języku. 53. Wskazać na języku. 54. Wskazać na języku. 55. Wskazać na języku. 56. Wskazać na języku. 57. Wskazać na języku. 58. Wskazać na języku. 59. Wskazać na języku. 60. Wskazać na języku. 61. Wskazać na języku. 62. Wskazać na języku. 63. Wskazać na języku. 64. Wskazać na języku. 65. Wskazać na języku. 66. Wskazać na języku. 67. Wskazać na języku. 68. Wskazać na języku. 69. Wskazać na języku. 70. Wskazać na języku. 71. Wskazać na języku. 72. Wskazać na języku. 73. Wskazać na języku. 74. Wskazać na języku. 75. Wskazać na języku. 76. Wskazać na języku. 77. Wskazać na języku. 78. Wskazać na języku. 79. Wskazać na języku. 80. Wskazać na języku. 81. Wskazać na języku. 82. Wskazać na języku. 83. Wskazać na języku. 84. Wskazać na języku. 85. Wskazać na języku. 86. Wskazać na języku. 87. Wskazać na języku. 88. Wskazać na języku. 89. Wskazać na języku. 90. Wskazać na języku. 91. Wskazać na języku. 92. Wskazać na języku. 93. Wskazać na języku. 94. Wskazać na języku. 95. Wskazać na języku. 96. Wskazać na języku. 97. Wskazać na języku. 98. Wskazać na języku. 99. Wskazać na języku. 100. Wskazać na języku. 101. Wskazać na języku. 102. Wskazać na języku. 103. Wskazać na języku. 104. Wskazać na języku. 105. Wskazać na języku. 106. Wskazać na języku. 107. Wskazać na języku. 108. Wskazać na języku. 109. Wskazać na języku. 110. Wskazać na języku. 111. Wskazać na języku. 112. Wskazać na języku. 113. Wskazać na języku. 114. Wskazać na języku. 115. Wskazać na języku. 116. Wskazać na języku. 117. Wskazać na języku. 118. Wskazać na języku. 119. Wskazać na języku. 120. Wskazać na języku. 121. Wskazać na języku. 122. Wskazać na języku. 123. Wskazać na języku. 124. Wskazać na języku. 125. Wskazać na języku. 126. Wskazać na języku. 127. Wskazać na języku. 128. Wskazać na języku. 129. Wskazać na języku. 130. Wskazać na języku. 131. Wskazać na języku. 132. Wskazać na języku. 133. Wskazać na języku. 134. Wskazać na języku. 135. Wskazać na języku. 136. Wskazać na języku. 137. Wskazać na języku. 138. Wskazać na języku. 139. Wskazać na języku. 140. Wskazać na języku. 141. Wskazać na języku. 142. Wskazać na języku. 143. Wskazać na języku. 144. Wskazać na języku. 145. Wskazać na języku. 146. Wskazać na języku. 147. Wskazać na języku. 148. Wskazać na języku. 149. Wskazać na języku. 150. Wskazać na języku. 151. Wskazać na języku. 152. Wskazać na języku. 153. Wskazać na języku. 154. Wskazać na języku. 155. Wskazać na języku. 156. Wskazać na języku. 157. Wskazać na języku. 158. Wskazać na języku. 159. Wskazać na języku. 160. Wskazać na języku. 161. Wskazać na języku. 162. Wskazać na języku. 163. Wskazać na języku. 164. Wskazać na języku. 165. Wskazać na języku. 166. Wskazać na języku. 167. Wskazać na języku. 168. Wskazać na języku. 169. Wskazać na języku. 170. Wskazać na języku. 171. Wskazać na języku. 172. Wskazać na języku. 173. Wskazać na języku. 174. Wskazać na języku. 175. Wskazać na języku. 176. Wskazać na języku. 177. Wskazać na języku. 178. Wskazać na języku. 179. Wskazać na języku. 180. Wskazać na języku. 181. Wskazać na języku. 182. Wskazać na języku. 183. Wskazać na języku. 184. Wskazać na języku. 185. Wskazać na języku. 186. Wskazać na języku. 187. Wskazać na języku. 188. Wskazać na języku. 189. Wskazać na języku. 190. Wskazać na języku. 191. Wskazać na języku. 192. Wskazać na języku. 193. Wskazać na języku. 194. Wskazać na języku. 195. Wskazać na języku. 196. Wskazać na języku. 197. Wskazać na języku. 198. Wskazać na języku. 199. Wskazać na języku. 200. Wskazać na języku. 201. Wskazać na języku. 202. Wskazać na języku. 203. Wskazać na języku. 204. Wskazać na języku. 205. Wskazać na języku. 206. Wskazać na języku. 207. Wskazać na języku. 208. Wskazać na języku. 209. Wskazać na języku. 210. Wskazać na języku. 211. Wskazać na języku. 212. Wskazać na języku. 213. Wskazać na języku. 214. Wskazać na języku. 215. Wskazać na języku. 216. Wskazać na języku. 217. Wskazać na języku. 218. Wskazać na języku. 219. Wskazać na języku. 220. Wskazać na języku. 221. Wskazać na języku. 222. Wskazać na języku. 223. Wskazać na języku. 224. Wskazać na języku. 225. Wskazać na języku. 226. Wskazać na języku. 227. Wskazać na języku. 228. Wskazać na języku. 229. Wskazać na języku. 230. Wskazać na języku. 231. Wskazać na języku. 232. Wskazać na języku. 233. Wskazać na języku. 234. Wskazać na języku. 235. Wskazać na języku. 236. Wskazać na języku. 237. Wskazać na języku. 238. Wskazać na języku. 239. Wskazać na języku. 240. Wskazać na języku. 241. Wskazać na języku. 242. Wskazać na języku. 243. Wskazać na języku. 244. Wskazać na języku. 245. Wskazać na języku. 246. Wskazać na języku. 247. Wskazać na języku. 248. Wskazać na języku. 249. Wskazać na języku. 250. Wskazać na języku. 251. Wskazać na języku. 252. Wskazać na języku. 253. Wskazać na języku. 254. Wskazać na języku. 255. Wskazać na języku. 256. Wskazać na języku. 257. Wskazać na języku. 258. Wskazać na języku. 259. Wskazać na języku. 260. Wskazać na języku. 261. Wskazać na języku. 262. Wskazać na języku. 263. Wskazać na języku. 264. Wskazać na języku. 265. Wskazać na języku. 266. Wskazać na języku. 267. Wskazać na języku. 268. Wskazać na języku. 269. Wskazać na języku. 270. Wskazać na języku. 271. Wskazać na języku. 272. Wskazać na języku. 273. Wskazać na języku. 274. Wskazać na języku. 275. Wskazać na języku. 276. Wskazać na języku. 277. Wskazać na języku. 278. Wskazać na języku. 279. Wskazać na języku. 280. Wskazać na języku. 281. Wskazać na języku. 282. Wskazać na języku. 283. Wskazać na języku. 284. Wskazać na języku. 285. Wskazać na języku. 286. Wskazać na języku. 287. Wskazać na języku. 288. Wskazać na języku. 289. Wskazać na języku. 290. Wskazać na języku. 291. Wskazać na języku. 292. Wskazać na języku. 293. Wskazać na języku. 294. Wskazać na języku. 295. Wskazać na języku. 296. Wskazać na języku. 297. Wskazać na języku. 298. Wskazać na języku. 299. Wskazać na języku. 300. Wskazać na języku. 301. Wskazać na języku. 302. Wskazać na języku. 303. Wskazać na języku. 304. Wskazać na języku. 305. Wskazać na języku. 306. Wskazać na języku. 307. Wskazać na języku. 308. Wskazać na języku. 309. Wskazać na języku. 310. Wskazać na języku. 311. Wskazać na języku. 312. Wskazać na języku. 313. Wskazać na języku. 314. Wskazać na języku. 315. Wskazać na języku. 316. Wskazać na języku. 317. Wskazać na języku. 318. Wskazać na języku. 319. Wskazać na języku. 320. Wskazać na języku. 321. Wskazać na języku. 322. Wskazać na języku. 323. Wskazać na języku. 324. Wskazać na języku. 325. Wskazać na języku. 326. Wskazać na języku. 327. Wskazać na języku. 328. Wskazać na języku. 329. Wskazać na języku. 330. Wskazać na języku. 331. Wskazać na języku. 332. Wskazać na języku. 333. Wskazać na języku. 334. Wskazać na języku. 335. Wskazać na języku. 336. Wskazać na języku. 337. Wskazać na języku. 338. Wskazać na języku.

[illegible]

изключително висока температура на налягане и провеждат електрически сигнали. Това бавно предаване на нервните импулси пренася сигналите за болка. По този начин бензокаиновите асди от извършване на нервните окончания в близост до повърхността на кожата, която е в контакт с бензокаиновия лубрикант 13.

Три пръста използване бензокаиновия лубрикант във възраст на преживяване няма да влезе в контакт с други части на тялото. Бензокаиновия лубрикант може да причини изгаряния, ако влезе в контакт с устата 14. Измийте лубриканта след полов акт 15. Да се съхранява извън обсега на деца 16. Да се съхранява на хладно и сухо място, далеч от пряка слънчева светлина 17. ISO 4074:EN ISO 4074

Dôležité informácie ku prezervatívom z prírodného latexu
PASANTE INFINITY X DELAY, čítajte pozorne.

byť by vhodná. Ak pridáte lubrikant, použijete lubrikant na báze vody. NEPOUŽÍVAJTE LUBRIKANTY NA BÁZE OLEJA, ako napríklad lubrikanty na báze oleja. Použitie lubrikantu na báze oleja môže poškodiť povrchovú vazelínu, minerálny olej alebo studeným krémom, pretože môže spôsobiť preťaženie pokožky. 3. Niektoré lokálne lieky môžu pri kontakte vyplývať niekedy z povrchu pokožky. Ak si nie ste istý kompatibilitu týchto výrobkov s preventívnymi, poraďte sa pred použitím so svojím lekárom alebo dermatológom. 4. Použitie preventívnych výrobkov môže spôsobiť podráždenie a ďalšie poškodenie, preventívny nepoužívajte. 5. Preventívny sú len na jedno použitie. Opakovane použijte preventívny by mohli zvýšiť riziko prasknutia a infekcie. 6. Ak dôjde počas používania k úniku z preventívneho alebo jeho prasknutiu, vyhľadajte lekársku pomoc čo najskôr, pokiaľ je to možné do 72 hodín. 7. Latexové preventívny sú určené na zamedzenie prenosu vírusov, ktoré spôsobujú HIV/AIDS a iných sexuálne prenosných chorôb. 8. Ak máte po poľhovanom styku obavy, že ste alebo váš partnerka mohli ochorelie alebo sa nakaziť sexuálne prenosnou chorobou, okamžite sa poraďte so svojím lekárom. 9. Tento výrobok obsahuje prírodný latex, ktorý môže spôsobiť alergické reakcie vrátane anafylaktického šoku. Niektoré jednotlivci môžu byť precitliví na latexové výrobky. Ak ste alergický na latexové výrobky, poraďte sa so svojím lekárom. 10. Tento výrobok nepoužívajte, ak máte alergiu na latexové anestetikum. 11. Jedokrát, nepoužívajte a nie znova! anestetikum 11. Predčasná ejakulácia môže byť spôsobená stavom, ktoré vyžaduje lekárske dohľad. Ak sa tento výrobok použije podľa návodu a nedôjde k zlepseniu, prestaňte ho používať a poraďte sa so lekárom. Vyhýbajte sa kontaktu s očami. Ak by alebo váš partner spozoroval výtok, podráždenie, pálenie alebo svrbenie, okamžite prestaňte používať tento výrobok a poraďte sa so svojím lekárom. 12. Benzoalkín pri kontakte so sliznicami zabraňuje nerovnomernému vývoľu a prenášať elektrické signály. Tým sa zabráni prenos nervových impulzov, ktoré prenášajú bolesť. Znečistite tak nervové zakončenia pri povrchu sliznice, ktoré sú v ním v kontakte. 13. Pri správnom použití sú penetrovateľný výrobky v špecie kontraindikované nedostatočné do kontaktu s inými sexuálnymi partnermi. 14. Používajte tento výrobok len na jedno použitie. 15. Udržujte mimo dosahu detí. 16. Skladujte na chladnom, suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia. 17. ISO 4074/EN ISO 4074

3 Důležité informace o kondomech PASANTE INFINITY X DELAY
Přirodního kaučuku. Přečtěte si je prosím pozorně. 1. Tento výrobek obsahuje 8,5 % benzokazolu. 2. Zajistěte dostatečnou lubrikaci. Pokud používáte lubrikant, ujistěte se, že je na vodní bázi. **NEPOUŽÍVEJTE LUBRIKANTY NA OLEJÍ BÁZI,** například z vazelínu, minerálním olejem nebo křemem, protože mohou kondom poškodit. 3. Některé látky lékárny mohou při kontaktu ovlivnit účinnost latexových kondomů. Pokud si nejste jisti kompatibilitou těchto produktů s kondomy, poraďte se před použitím s lékařem nebo lékárníkem. 4. Pokud je provazy materiál lepkavý nebo křehký,

ne jsou předepisovány, protože jsou vysoce účinné, ale také nebezpečné. Pokud jsou předepsány, musí být podány pod přísnou kontrolou lékaře. Pokud pacient onemocní, musí být léčba přerušena. Pokud pacient onemocní, musí být léčba přerušena. Pokud pacient onemocní, musí být léčba přerušena.

17. ISO 4074/ EN ISO 4074.

[illegible]

senzitivni bolovi, odmah se savjetuje s liječnikom. 9. Ove proizvod sadrži alergen iz priručne gume koji može izazvati alergijske reakcije, uključujući anafilaktički šok. Neki pojedinci mogu biti osjetljivi na proizvode od lateksa. Ako ste alergični na proizvode od lateksa, prije upotrebe se savjetuje s liječnikom. 10. Nemojte upotrebljavati ovaj proizvod ako imate poznatu alergiju na lokalne anestetike ili ako ste alergični na bilo koji drugi sastojak ovog proizvoda. 11. Preporučena maksimalna doza koju treba upotrebljavati je jedna aplikacija. 12. Preporučena maksimalna doza koju treba upotrebljavati je jedna aplikacija. Ako se ovaj proizvod koristi prema uputama i prilikom aplikacije, prestanje s upotrebom i savjetovanje s liječnikom. Izbjegavajte kontakt s očima. Ako vi ili vaš partner dobjete oštećenje ili iritaciju, kao osjetio pečenja ili pucanja, odmah prestajte s upotrebom. Ako se simptomi ponovno pojave, savjetujte se s liječnikom. 13. Savjetujemo vam da ne koristite ovaj proizvod na otvorenom području. 14. Savjetujemo vam da ne koristite ovaj proizvod na otvorenom području. 15. Držite produžetak od doseg do 6. Čuvati na hladnom i suhom mjestu udaljeno od zrane svjetlosti. ISO 4074/EN ISO 4074

[illegible]

1x Belangrijke informatie over PASANTE INFINITY X DELAY latex condoms, graag aandacht lezen. 1. Dit product bevat 8,5% benzocaine-glijmiddel. 2. Zorg voor voldoende glijmiddel. Als u een glijmiddel toevoegt, gebruik dan een glijmiddel op waterbasis. GEBRUIK: Het is niet toegestaan om de condooms te gebruiken met vaseline, min olie of koude crème, aangestoken vuur, het contact met scherpe voorwerpen en andere schadelijke activiteiten. 3. Sommige producten van INFINITY kunnen bij contact de werking van latex condoms beïnvloeden. Als u niet zeker weet of deze producten compatibel zijn met condoms, raadpleeg dan vóór gebruik uw arts of apotheker. 4. Als het rubberen materiaal plakkerig of broos is of als de individuele verpakking zichtbaar beschadigd is, gebruik het condom dan niet. 5. De afbeeldingen zijn uitsluitend voor eenmalig gebruik. 6. Het is belangrijk dat u de instructies van de verpakking nauwkeurig leest. 7. Infractie veroorzaakt. 8. Als een condom reuk of scheurt lijnen gebruikt, zoek dan zo snel mogelijk medische hulp, in ieder geval binnen 72 uur. 9. Latex condoms zijn bedoeld om zwangerschap te voorkomen en het risico op overdracht van hiv/aids en andere seksueel overdraagbare aandoeningen te verminderen. 8. Als u na geslachtsgemeenschap bang bent dat u of uw partner geïnfecteerd kan raken, neem dan contact op met uw arts.

10. Het gebruik van arts 9. Dit product natuurlijk rubberlatex dat allergische reacties kan veroorzaken, waaronder een anafylactische shock. Sommige mensen kunnen last hebben van gevoeligheid voor latexproducten. Als u een allergische reactie heeft op latex, wordt u verzocht het gebruik van uw arts te melden.

11. Gebruik dit product niet als u in het verleden allergisch bent geweest voor plaatselijke verdovingsmiddelen, d.w.z. procaine, lidocaine, benzocaine of andere verdovingsmiddelen met 'caine' in de naam.

12. Voortijdige zaadlossing kan het gevolg zijn van een aanranding die voortdurend wordt gebruikt. Het gebruik van dit product kan de seksuele en geen verbetering geeft, stop dan met het gebruik en raadpleeg een arts. Vermijd contact met de ogen. Als u of uw partner huidaftus of irritatie krijgt, kan dit een brandwond gevolg van jeuk, stop dan onmiddellijk met het gebruik.

13. Raadpleeg een arts als het probleem blijft aanhouden. 12. Wanneer u een arts raadpleegt, moet u de arts vertellen dat u het gebruik van uw arts hebt gebruikt van de zenuwen om elektrische signalen op te wekken en te geleiden. Dit blokkeert de overdracht van zenuwimpulsen die pijnboodschappen overbrengen. Op deze manier verdoft benzocaine de zenuwuiteinden de buurt van het oppervlak van het silijmes dat in contact komt met het oppervlak van de zenuwen. Het gebruik van dit product kan de zenuwuiteinden in het uittende van het condoom niet in contact met andere delen van het lichaam. Het benzocaine-glijmiddel kan gevoelloosheid veroorzaken als het in contact komt met de mond.14. Was het glijmiddel af na de geslachtsgemeenschap.15. Buiten bereik van kinderen houden.

16. Bewaar het product op een droge plaats uit de buurt van direct zonlicht.

17. ISO 4074 en ISO 4074

[illegible][illegible][illegible]

10 Virgig information om PASANTE INFINITY X DELAY kondomer af naturgummi. Læs venligst omhyggeligt: 1. Dette produkt indeholder 8,5% benzocainsæmmediddel. 2. Sørg for, at der er tilstrækkelig smøring. Hvis du frstjrer smøremiddel, skal du bruge et vandbaseret smøremiddel. BRUG IKKE OLIEBASERET SMØREMIDDEL, idet som med vaseline, mineralolie eller kold creme, da disse kan beskadige kondomet. 3. Nogle kvinder kan opleve en brændende fornemmelse efter brug af produktet ved kontakt. Hvis du er uiskjær på, om disse produkter er kompatible med kondomer, skal du kontakte din læge eller apotek før brug. 4. Hvis gummimaterialet er klæbrigt eller skørt, eller den enkelte beholder er åbenlyst beskadiget, må du ikke bruge kondomet. 5. Kondomer er kun til engangsbrug. Et genbrugt kondom kan give risiko for brud og infektion. 6. Sørg lægeplejers på hurtigst muligt inden for 72 timer, hvis et kondom er brudt eller slidt, at du får foretaget en blodprøve for HIV og eventuelt et af håndtaget gravit, reducere risikoen for at overføre HIV/AIDS og andre seksuelt overførte infektioner. 8. Hvis du efter samjæie er bekymret, fort, dt du eller din partner er blevet gravid eller har fået STI, skal du straks kontakte din læge. 9. Dette produkt indeholder naturgummi, som kan forårsage allergiske reaktioner, herunder anafylaktisk chok. Nogle personer kan opleve følelsesoverførelse ved brug af produktet. Hvis du er allergisk over for latex, skal du kontakte din læge om et alternativt kondom. 10. Brug ikke dette produkt, hvis du tidligere har haft allergi over for lokale bedevælsesmidler dvs. prokain, lidocain, benzocain eller andre "cain"-anestetika 11. For tidlig sædafgang kan skyldes en tilstand, der kræver lægebehandling. Hvis du bruger dette produkt bruges som anvist og ikke giver indring, skal du afbryde brugen og konsultere en læge. Undgå kontakt med øjne. Hvis du eller din partner udvikler udslæt eller irritation, skal du straks afbryde brugen af produktet og konsultere en læge. Hvis du vedværende skal kontakte en læge. 12. Når benzocain er i kontakt med slimhinderne, forstyrrer det nervesensitivitet til at initiere og lede elektriske signaler. Dette blokerer overførsel af nerveimpulser, der bærer smertebesked. På denne måde bedøver benzocain nerverne under overfladen af slimhinden, der er i kontakt med benzocainsæmmedidlet. 13. Ved korrekt brug vil benzocainsæmmedidlet i spidsen af kondomet ikke komme i kontakt med dine slimhinder. Benzocainsæmmedidlet kan forårsage følelsesløshed, hvis det kommer i kontakt med munden. 14. Vask smøremidlet af efter samjæie. 15. Opbevarer smøremidlet for btm 15. Opbevarer på et køligt, tørt sted beskyttet mod direkte sollys. 17. ISO 4074/EN ISO 4074.

[illegible]