

Always handle the condom carefully including removal from the package so as to avoid damage to the condom by finger nails, jewellery, etc. Condoms made from natural rubber latex may cause allergic reactions in some individuals. If you are allergic to latex, avoid using latex condoms. If you are not allergic to latex, condoms should never be used for a second time. Condoms are for single use and if reused there might be an increased risk of failure or infection, the risk of breakage is also higher. The use of a condom can guarantee 100% protection against pregnancy, HIV, or Sexually Transmitted Infections (STIs). If in doubt always consult a doctor. If additional lubricant is desired, use the type of lubricant recommended for use with the condom. Do not use oil-based lubricants such as Vaseline[®] or Light Lube and the need to avoid the use of oil based lubricants, such as petroleum jelly, baby oil, body lotions, massage oils, butter, margarine, etc., as these are deleterious to the integrity of the latex condom. Use of condom during and sex increases the risk of breakage. It is recommended to use additional lubricant to reduce the risk of breakage. If you are unsure of the sex to minimize the risk of condom breaking or coming off. Consult a doctor or pharmacist about the compatibility of topical medicines that might come in contact with the condom. Carrying condoms in your wallet, back pocket, handbag, or similar is not advisable. If you have unprotected sex or your method of contraception has failed, contact your doctor or pharmacist for advice. If you are unsure of the advice preferably no later than 72 hours. Keep away from children, children can choke or suffocate on uninflated or broken condom fragments. Use of condom during oral sex increases the risk of asphyxiation, choking or condom breaking. A latex condom is a medical device. The device is intended to be used by adult lay persons. Any serious incident or adverse reaction should be reported to the competent authority to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

behandeln Sie die Kondome immer vorsichtig, auch bei der Entnahme aus der Verpackung, um eine Beschädigung des Kondoms durch Fingernagel, Schmuck usw. zu vermeiden. Kondome aus Naturkautschuklatex können allergische Reaktionen verursachen bis hin zu lebensbedrohlichen. Wenn Sie allergisch gegen Latex sind, sollten Sie ein zweites Mal benutzt werden. Kondome sind nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt und bei Wiederverwendung besteht eine erhöhtes Versagens- oder Infektionsrisiko, es besteht auch ein höheres Risiko, dass es platzt. Ein Kondom zu benutzen ist kein 100% Schutz vor Schwangerschaft, HIV, oder sexuell übertragenden Infektionen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall immer an einen Arzt. Wenn ein zusätzliches Gleitmittel gewünscht wird, verwenden Sie ein Gleitmittel, das mit Kondomen kompatibel ist. Ein Gleitmittel auf Wasserbasis für Kondome aus Naturkautschuk, wie Passante TLC oder Light Lube, und vermeiden Sie den Gebrauch von öltartigen Gleitmitteln wie Vaseline, Babyöl, Lotionen, Massagenölen, Butter, Margarine usw., da diese die Haltbarkeit von Latex-Kondomen schädigen. Bei für Analverkehr benutzten Kondomen besteht ein höheres Risiko, dass diese abreißen oder beschädigt werden. Die Verwendung von Gleitmitteln kann das Risiko einer Infektion durch Analverkehr oder beim Analverkehr erhöhen, um das Risiko, dass das Kondom platzt oder abbrucht zu minimieren. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bezüglich der Verträglichkeit topischer Anästhetika, die mit dem Kondom in Kontakt kommen könnten. Kondome in Ihrer Geldbörse, hinteren Hosentasche, Handtasche oder ähnlichem mit sich zu führen ist nicht empfehlenswert. Wenn Sie geschützten Verkehr nicht praktizieren hatten oder wenn Ihre Partnerin oder Partnerin nicht geschützt hatte, sollten Sie innerhalb von 72 Stunden nach dem Verkehr eine Verhütungspille innerhalb von 72 Stunden, zwecks Beratung über Notverhütung in Ihr Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung oder Ihren Hausarzt/Von Kindern fernhalten. Ersttöckungsgefahr durch aufgabene und kaputte Kondome. Die Verwendung von Kondomen beim Oralsex erhöht die Ersttöckungsgefahr. Ein Kondom ist ein Medizinprodukt für Laien – erwachsene Männer oder Frauen. Jeder schwerwiegende Vorfall sollte dem Hersteller oder dem Hersteller und dem zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats zu melden, in dem der Benutzer und/oder der Patient ansässig ist.

tain. Manipulez toujours le préservatif avec soin, tout particulièrement lorsque vous le sortez de son étui, pour éviter de l'endommager avec les ongles, les bijoux etc. Les préservatifs fabriqués en latex de caoutchouc naturel peuvent provoquer des réactions allergiques, notamment un choc anaphylactique. Un préservatif ne doit jamais être réutilisé une deuxième fois. Les préservatifs sont réservés à une seule utilisation, à l'acte de coït. Ils ne protègent pas contre l'échec ou l'infection, ainsi que le risque de rupture. L'utilisation d'un préservatif ne peut pas garantir une protection à 100 % contre la grossesse, le VIH ou les infections sexuellement transmissibles. En cas de doute, assurez-vous toujours de consulter un médecin. Si vous avez besoin d'une lubrification supplémentaire, utilisez le type de lubrifiant recommandé pour utilisation avec les préservatifs, par exemple pour les préservatifs en latex de caoutchouc naturel, un lubrifiant à base d'eau tel que Pessante TLC ou Light Lube. Évitez les lubrifiants à base d'huile, comme le vaseline, les oléagineux ou les huiles essentielles, le beurre, la margarine etc., car ils risquent d'altérer l'élasticité du préservatif en latex. Les préservatifs utilisés pour une pénétration anale présentent un risque plus élevé de glissement de s'endommager. Il est recommandé d'utiliser une lubrification supplémentaire si la lubrification vaginale est insuffisante ou pour des relations anales, afin de réduire au maximum le risque que le préservatif ne s'arrache ou ne s'enlève. Veuillez consulter un médecin ou un pharmacien quant à la compatibilité des médicaments locaux qui pourraient entrer en contact avec le préservatif. Les préservatifs ne protègent pas contre les infections de la poche anale, sac à main ou similaire. En cas de relations sexuelles non protégées ou d'échec de votre moyen de contraception, veuillez contacter votre planning familial le plus proche ou votre médecin pour obtenir des conseils sur les moyens de contraception d'urgence, de préférence dans un délai maximum de 72 heures. Tenir à l'écart des enfants. Risque de suffocation dû à des préservatifs gonflés ou cassés. Utilisation de préservatifs pendant Les rapports sexuels ouverts augmentent le risque de suffocation. Un préservatif est un dispositif médical. Les défauts de fabrication ou les défauts de conception des sériels Les incidents liés au produit sont notifiés au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur effectue le patient) est résident.



Quando lo si estrallaccia confezionare per evitare di danneggiarlo con le unghie, gli occhi, ecc. I profilattici in lattice di gomma naturale possono provocare reazioni allergiche incluso lo shock anafilattico. Non utilizzare mai un profilattico una seconda volta; i profilattici sono monouso e se vengono riutilizzati aumenta il rischio di inefficacia o infezione, come pure quello di una loro rottura. L'uso di un profilattico in lattice di gomma naturale può provocare irritazioni, Viti e Infelco a Trasmissione sessuale (ITS). Nel dubbio, rivolgersi sempre a un medico. Se si desidera utilizzare anche un lubrificante, scegliere un tipo di lubrificante consigliato l'uso con i profilattici; per esempio, per i Profilattici in lattice di gomma naturale, un lubrificante a base d'acqua come Pessante TLO o Lube Lub, ed evitare di usare lubrificanti a base di olio come la vaselina, oli per l'infanzia, lozioni per il corpo, oli per massaggi, burro, margarina, ecc., che pregiudicano l'integrità del lattice e possono provocare irritazioni e infezioni. Evitare di utilizzare un lubrificante danneggiato. Si raccomanda di utilizzare anche un lubrificante se la lubrificazione vaginale non è sufficiente o per praticare il sesso anale, per ridurre al minimo il rischio di rottura o sfaldamento del profilattico. Consultare un medico o un farmacista per ottenere informazioni sulla compatibilità dei farmaci topici che possono venire a contatto con il profilattico. Si sconsiglia di conservare i profilattici nel portafoglio, in una tasca posteriore, nella borsetta o in un luogo simile. In caso di uso senza protezione, utilizzare il metodo contraccettivo preferito. Il medico può consigliare l'uso di un medicinale o di un medicino durante per ottenere consensi sulla contraccettione di emergenza preferibilmente non oltre le 72 ore dall'evento. Tenerli lontani da bambini. Può causare pericolo di soffocamento a causa di frammenti di preservativi non soffiati o strappati. L'uso del preservativo durante il sesso anale aumenta il rischio di asfissia o soffocamento. Il preservativo è un dispositivo medico che può essere usato da maschi adulti o femmine. Il preservativo può essere grave che il dispositivo medico deve essere segnalato al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si trova e il paziente si trova.

estudiar consentimiento. Manejar siempre el preservativo con suero cuidado, cuidando no de rasgarlo con uñas, joyas, etc. al sacarlo del envoltorio. Los preservativos de látex de caucho natural pueden provocar reacciones alérgicas, como el shock anafiláctico. Un preservativo no debe nunca utilizarse una segunda vez, son de uso único ya que si se lo suelva a utilizar puede incrementar el riesgo de que no cumpla su función o de infección, aumentando también el riesgo de se rompa. El empleo del preservativo no constituye una garantía de protección absoluta contra el embarazo, VIH o infecciones de transmisión sexual (ITS). En caso de dudas, consultar a un médico. Si se desea lubricación adicional, utilizar los lubricantes de agua. Los lubricantes de agua son seguros para preservativos de látex de caucho natural, un lubricante a base de agua como Pasante TBC o Light Lub, debiendo evitarse el uso de lubricantes a base de aceite incluyendo por ejemplo laje de petróleo, aceite para bebés, lociones corporales, lociones para masajes, manteca, margarina, etc., ya que merman la integridad del preservativo. El uso de preservativos para el sexo anal incrementa el riesgo de ruptura. Se recomienda utilizar lubricación adicional si la lubricación vaginal es insuficiente o si se practica el sexo oral para reducir al mínimo el riesgo de que el preservativo se rompa o se deslice dejando el pene al descubierto. Consultar a un médico o farmacéutico para obtener más información. Los preservativos tópicos que pueden entrar en contacto con el preservativo. No es recomendable llevar preservativos en la cartera, bolsillo o de atrás, bolso, etc. Si ha practicado el sexo sin tomar precauciones, o el método escogido de anticoncepción ha fallado, contactar con una clínica de salud sexual o médico para informarse sobre métodos anticonceptivos de emergencia antes de que pasen 72 horas. Mantener alejado de los niños. Los preservativos desinfectados y los fragmentos de preservativos rotos pueden causar asfixia o sofocar. Utilizar preservativos durante el sexo oral aumenta el riesgo de asfixia, sofocamiento o ruptura del preservativo. El preservativo es un dispositivo médico que puede ser utilizado por un paciente con una discapacidad física o mental, siempre que grave que tenga lengua en relación con el dispositivo médico debe ser comunicado al fabricante y a la autoridad competente del Estado Miembro en el que el usuario y/o el paciente esté establecido.

pantera alltså inte konsten föreställt, även när du tar ut en förpackning, så är det inte skadas av till exempel nagel eller smycken. Konsumer av naturligt latexgummi kan orsaka allergiska reaktioner, inklusive anafylaktisk chock. En osäker födning aldrig användas mer än en gång. Om du har en allergi mot latexgummi, bör du inte använda det för såväl graviditet som infektioner och att kontakten på huden. Ändring av kondom garantier inte ett hundraprocentigt skydd mot graviditet, HIV eller sexuellt överförbara sjukdomar. Om du är osäker på något bör du alltid kontakta läkaren. Om ytterligare glidmedel används ska det vara ett medel som rekommenderas för användning med kondom. För kondom i naturligt latexgummi innebär det att ytterbaserat glidmedel som Pessant 1% Ektol eller Light Oil är inte tillåtet. Glidmedel som baseras på silikon, exempelvis massagjelä, smör, margarin m.m. bör undvikas eftersom dessa kan göra att kondomen lättare går sönder. Om kondomen används vid analsex är risken störst att den glider av eller skadas. Vid analsex, eller om sidan är torr, bör ytterligare glidmedel användas för att minimera risken att kondomen går sönder eller glider av. Tala med din läkare eller ditt apotek om du använder hudläkemedel som kan komma i kontakt med kondomen. Kondomen inte ska fästas till ett föremål eller användas för att fästa ett föremål. Kondomen ska inte användas på ögon, näsa, mun, skärad hud eller på annat preventivmedel som inte fungerar som det ska. Du bör kontakta din preventivmedelsmottagning eller vårdcentral för råd om akupreventivmedel, helst inom 72 timmar. Förvaras torrt och svaltt, ej i direkt solljus. Förvaras ötklimat för fem. En trasig eller inte upplåst kondom kan leda till infektion. Användning av kondom förhindrar inte överföring av HIV. Kondomen är inte ett medicinskt hjälpmedel avsedd att användas av kvinnor - vuxna män och kvinnor. Alla varulagring villkoran som uppstår i samband med produkt kan rapporteras till tillverkaren och lämplig lokal myndighet.

Ich dokładne przeczytanie. Z prezerwatyw należy zawsze obchodzić się ostrożnie, wyjmując ją z opakowania w taki sposób, aby uniknąć uszkodzenia prezerwatywy paznokciami, biżuterią, itp. Prezerwatywy wykonane z lateksu z gumy naturalnej mogą powodować reakcje alergiczne, w tym wstrząs anafilaktyczny. Prezerwatywy nie należy używać po raz drugi. Służą one do jednorazowego użytku, a w razie ponownego użycia, istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia lub infekcji. Zwiększa się również

[illegible]

НИЖЕПОДПИСАНО. Винаги боравате внимателно с презервативи, защото при внаждане от опаковката, такава че да не се допуска увреждане на презерватива с нокти, бижута и т.н. Презервативите, изработени от естествен латекс, могат да предизвикат алергични реакции, включително анафилактични shock. Презервативни никога не трябва да се използват повторно, защото могат да бъдат източници на изключително употребя и ако са използвани повторно, може да имат отрицателен ефект от неблагоприятен резултат или инфекция, рискът от оскъпане също е по-висок. Използването на презерватив не може да гарантира 100% защита от бременност, HIV или болести, предавани по полов път (БСПП). В случай на съмнение винаги се консултирайте с лекар. Ако е необходим допълнителен лубрикант, използвайте такива вид, които се препоръчват за използване с презервативи, например, за презервативи от естествен латекс, лубрикант на водна основа, който съдържа малко количество на Light Oil. Никога не трябва да използвате продукти, които не са предназначени за използване с лубриканти на маслена основа като вазелин, бебешко масло, лосиони за тяло, масажи масла, краве масло, маргарин и др., тъй като те са вредни за целостта на латексовите презервативи. Презервативите, използвани за анализ секса, може да са с повишен риск от изхвърляне или да бъдат повредени. Препоръчително е да се използват допълнителни лубрикант, или лубрикант, който е одобрен от FDA, за да се избегне анализ секса, за да се сведе до минимум рискът от разкъсване или изпадане на презерватива. Консултирайте се с лекар или фармацевт относно съвместимостта на лубрикант лекарствата, които могат да влязат в контакт с презерватива. Носенето на презерватива в портфейла, джакния кош, чантата или други подобни не е препоръчително. Ако правите небезопасен секс или методи във контрацепция не успееш, съветът е с всички случаи, когато използвате презерватив, използвайте презерватив за защита по време на контрацепция, за предотвратяване не по-малко от 72 часа. Дръжте далеч от деца, защото могат да се задават или задушат от нещастия или оскъпане фрагменти от презерватив. Използването на презерватив по време на орален секс увеличава риска от задушаване, задушаване или оскъпане на презерватива. Презервативите от латекс са медицински изделия. Издаването е предназначено за употреба от възрастни лица, които са напълно компетентни и способни да използват презерватив, трябва да бъде одобрен на производителя и на компетентни органи на държавата членка, в които потребителите или пациентите пребивават.

[illegible]

z přírodního latexu. Čtěte pozorně. Sledujeme manipulace opatrně. Při jeho vybalování předcházíme možným poručením kondomu včetně. Speřky ad. Kondomy z přírodního latexu mohou vyvolat alergické reakce včetně anafylaktického šoku. Kondomy jsou určeny k jednorázovému použití, nikdy je proto nepoužívejte opakovaně. V případě opakovaného použití mohou vysoké teploty, prázdné nebo přenesené kondomy, kondomy, které nejsou uzavřeny v jejich obalu, kondomy, které nejsou povalných chráně. Mějte je jakkoliv pochybnosti, obraťte se prosím na lékaře. Chybějí-li se použít lubrikant, zvolte druh doplněk k použití v kombinaci s kondomy z přírodního latexu, tj. lubrikant na vodní bázi, jako např. Pilsante T2 nebo Light Lub. Nepoužívejte lubrikanty na olejové bázi, např. vazelinu, kokosový olej, tělová mléka, maslaží olej, máslo, margarín ad. V případě jejich použití mohou být kondomy poškozeny. Pokud máte jakýkoliv problém, vyšší riziko skloznosti nebo poškození kondomu. Je-li přirozená vaginální lubrikace nedostatečná nebo praktikujete-li anální sex, doporučujeme použít lubrikant a snížit tak riziko prázdného nebo sklozného kondomu. Ohleďte lokálně aplikovanými léky, která by mohla přinést ke styku kondomu, se poradte s lékařem nebo lékárníkem. Ukládání kondomů do peněznic, zadních kaps, kabelek apod. se nedoporučuje. Po použití kondomu pohávejte styku nebo sešle-li antiseptikum, kterou používáte, aby se kondom neznečistil na svého lékaře nebo lékárníka a vyžádejte si doporučení ohledně nového antikoncepce. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nerazujte kondom, jeho více části při poškození mohou způsobit šíření nebo dušení. Použití kondomů při orálním sexu zvyšuje riziko dušení. Kondom je zdravotnický prostředek určený laickým osobám - dosápneme mužů nebo žen, jakýkoli zdravotní stav, ke kterému došlo v souvislosti s příjmem, by měl být nahlášen lékaři nebo příslušnému orgánu českého státu, v kterém má uživatel nebo pacient sídlo.

[illegible][illegible]

ISO 4074 / EN ISO 4074

Text prepared October 2020

Master reference information: K4FU-2(1)(v.1)

Glow

In order to get Pasante Glow condoms to glow they need to be exposed to light for about 30 seconds. You may expose the condom to light while it is still in the wrapper, when you are putting it on, or after it is already on. For best results, keep the lights on bright while you put on the condom, or turn up the lights for about 30 seconds after you put it on. Once activated, the condom will glow brightly for about 15 minutes, followed by an afterglow that can last for hours. Re-exposing the condom to light while it's still on will recharge it and make it glow brightly again. But remember, you should **never re-use a condom.**



Expose to light for 30 seconds | 30 Sekunden lang Licht aussetzen | Exposer à la lumière pendant 30 secondes | Exporre alla luce per 30 secondi | Exponer a la luz durante 30 segundos | Exponera för ljus | 30 sekunder | Wystaw na działanie światła przez 30 sekund | Vysvetlite na svetlinu za 30 секунд | Vystavte svetlu po dobu 30 sekund | Vystavte svetlu po dobu 30 sekund | Izložite svetlu 30 sekundi | تعريض الحزمة للضوء لمدة 30 ثانية

Pasante Healthcare Ltd.
Commerce Way
Lancing, West Sussex
BN15 8TA
UK
+44 (0) 1903 753844
www.pasante.com

