



SL **Kako uporabljati Glyde kondom**
Opis izdelka: Kondom Glyde je prezervativ, lubrikiran kondom za enkratno uporabo, izdelan iz elastičnega kavčukovega lateksa. Zasnovan je z rezervoarjem za dodatno mazilo, ki je elektronsko prečkan za zagotavljanje kakovosti. Kondom je na voljo v različnih velikostih in stilih, da ustreza željam uporabnika, ter zagotavlja učinkovito zaščito pred spolno prenosljivimi okužbami (SPO), če se uporabljata pravilno.
Navodila: Ovirtek iz folije odtrgajte na eni strani in kondom previdno vzemite ven. Močno, ampak jih lahko vseeno poškodujete z notrim ali nikdom. Kondoma ne odvijajte preden si ga nadeneite. Če ga odvijate pred uporabo, ga lahko poškodujete. Če se kondom ne odvije zlahka, je morda nameščen narobe, poškodovan ali prester. Zavrzite ga in začnite znova. Kondom si nadeneite, preden pride do stika med penisom in telesom partnerja. Kondom natakite na spoli in, tako da je navitek na zunanji strani. Z eno roko stisnete preostanek zaka in tako zagotovite prostost za spermio. Z drugo roko kondom razvijete po dži žnji spolnega uda do roba. Ko si nadeneite kondom, po koži dodajte veliko lubrikanta, pazite, da uporabljate le lubrikante na vodni osnovi, primrne za kondome, saj lahko drugo poškodujejo kondom. Kondom natakite šele na nabrski spoli in. Tako po ejakulaciji, spoli ud izvlecite, tako da trdno držite za rob kondoma. Kondom odstranite šele ko spoli ud vsebuje izcedek. Po prenehanju spolnega odnosa pazite, da se s penisom ali kondomom ne dotikate vaginalnega predela. Če se s kondom med spolnim odnosom strni ali zdrzne, ne ejakulirajte v partnerja, ampak se takoj umaknite. Določena zdravila, ki se nanasajo na spoli ud ali vagino, lahko učinkovitejše kondome, zato se o tem posvetujte z zdravnikom ali farmaceutom. Po uporabi kondom zavijte v robček in ga ustrežno higiensko zavrzite, vendar ne v straniščno školjko.
Shranjevanje: Kondome shranjujte na hladnem in suhem mestu, stran od nepredane sončne svetlobe. Priporočeni pogoji shranjevanja so od 10 °C do 35 °C. Med transportom je dovoljena kratkotrajna izpostavljenost temperaturnam med -15 °C in +40 °C. Kondoma ne uporabljajte po datumu uporabnosti, navedenem na foliji ali embalaži.
Napoved o izdelku: Kondomi so mehanska pregrada, namenjena odraslim moškim kot kontracepciji in profilaktično sredstvo za preprečevanje spolno prenosljivih okužb (SPO) in ne veljajo za vaš organizem. Čeprav nobeno kontracepcijsko sredstvo ne more zagotoviti 100-odstotne učinkovitosti, lahko kondomi ob pravilni uporabi pomagajo preprečiti posebnost in zmanjšati tveganje za aids in širjenje številnih spolno prenosljivih okužb (SPO), vendar ne morejo popolnoma zaščititi pred okužbo s spolno prenosljivo okužbo. Lateks kondom zagotavlja tveganje za prenos spolno prenosljivih okužb, za zagotavljanje oviro pred vtikom okužbe. Najbolj učinkovito so proti spolno prenosljivim okužbam, kot sta okužba z virusom HIV (AIDS) in gonoreja, če se širijo s stikom z glavnico penisa. Lateks kondom so manj učinkoviti proti spolno prenosljivim okužbam kot sta humani papiloma virus (HPV) in herpes. Če se spolno prenosljive okužbe se lahko širijo tudi s stikom z ožjenko koži, ki ni prekrita s kondomom. Spolno prenosljive okužbe – kot že ime pove – se običajno okužijo s spolnim stikom. Če menite, da imate spolno prenosljivo okužbo, se obrnite na zdravstveno ustanovo ali lektora kontracepcije in spolno prenosljivih okužb, se obrnite na zdravstveno delavca ali javno zdravstveno ustanovo.
Kontraindikacije in neželjeni učinki: Za izdelek je izdelan iz naravnega kavčukovega lateksa, ki lahko pri občutljivih posameznikih povzroči alergijske reakcije, vključno z anafilaktičnim šokom. Simptomi alergije na lateksa lahko vključujejo rdečico, otekanje, srbenje, izcedek iz nosu, kašelj, vnetje oči, rdečico in pordelost kože. Če se pojavijo kakršni koli alergijski simptomi, takoj prenehajte uporabljati kondom in se posvetujte z zdravnikom. Redko se lahko zgodijo, da kondom odpravo zaradi preobčutljivosti na pudrino ali sestavne delce pudre. Če se kondom ne odvije zlahka, je morda nameščen narobe. Pravilno shranjevanje in uporaba lahko zmanjšata ta tveganja. Kondom uporabite samo enkrat, če ga ponovno uporabite, se lahko poveča tveganje za odpravo ali okužbo. Za vsak spolni odnos uporabite nov kondom.
Varnostni skiladitveni: Če kondom med uporabo pušča ali poči, žni prej pokličite zdravniško pomoč, vsaj v 72 urah. Če je gumijasti material lepilji / krehki / raztrgan ali očlno poškodovan, ga ne uporabljajte. Če je barva neenakomerno ali spremeni, kondoma ne uporabljajte. Kondom zavrijte in uporabite leveda iz nepredane sončne svetlobe. Če se kondom po uporabi raztrga, ga ne uporabljajte več. Če se kondom po uporabi raztrga, ga ne uporabljajte več. Ta izdelek je označen z edinstvenim identifikatorjem naprave (UDI). UDI najdete v obliki črtno kode in v človeku berljivi obliki na embalaži.

EL **Οδηγίες χρήσης προφυλακτικού Glyde**
Περιγραφή προϊόντος: Το προφυλακτικό Glyde είναι ένα διαφανές, λιπαντικό προφυλακτικό μόνου χρήσης, κατασκευασμένο από φυσικό καουτσούκ latex. Είναι σχεδιασμένο για ένα βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα της ασφαλείας, καθώς και για να προστατεύσει από τις προληπτικές των χρωστικών, παραινώντας αποσταλεχιατική αντοχή/λαμπί και προστασία από σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα (ZMN), στην χρωστική ουσία.
Οδηγίες: Ανοίξτε τη συσκευασία προφυλακτικού. Αποφύγετε να βλάψετε από τα νύχια, τα κομμάτια ή άλλα αμυρτά αντικείμενα. Μην ξετυλίγετε το προφυλακτικό πριν το φορέσετε. Το έστυλιγμα του προφυλακτικού στο πέος σε οριζόντιο, πρώτο το έστυλιξτε προφυλακτικό με το άλλο χέρι. Εάν βλάψει τα χρωστικά/επίχρωμα, απορρίψτε το χρησιμοποιώντας μόνο καθαλάκια για το προφυλακτικό μέτρο μέτα (λιπαντικό με βάση νερό), διότι άλλα μέσα μπορεί να το καταστρέψουν. Μετά την εκπομπή/επίχρωμα, το προφυλακτικό μόνο αφού δεν υπάρχει πλέον καμία επαφή με το χρωστικό. Κατά το τρίψιμο, κρατήστε σταθερά το προφυλακτικό μέτρο μέτα. Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε τα εμποτισμένα προϊόντα ολίσθησης κατά τη χαλάρωση του πέους. Μετά την απόσυρση, φορέστε τα να μην αγχύνετε την κοιλιακή περιοχή ούτε με το πέος, ούτε με το προφυλακτικό. Εάν το προφυλακτικό σπάσει ή υλινοποιήσει κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής, μην εκμεταλλεύεστε μέσο στον επόμενο σεξ, απορρίψτε το αμέσως. Εάν στην περιοχή του πέους ή το άλλο χέρι υπάρχουν οξεία, φόνικα ή άλλα μέσα, συμβουλευθείτε το κατά πό ή το φορμακόσιο ως ως προς τη συμβατότητα με το προφυλακτικό. Τα χρησιμοποιήσιμα προφυλακτικά πρέπει να απορρίπτονται στα απορρίμματα, όχι στην τουαλέτα ή σε εκτεταμένες χώρες. Απορρίψτε τα προφυλακτικά τυλιγμένα στο κάδο βάζοντάς τα σε ένα κλειστό δοχείο απορριμμάτων.
Οδηγίες φύλαξης: Φυλάξτε το προφυλακτικό σε θερμοκρασία από 10°C μέχρι 35°C, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Οι συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης είναι 15°C έως 35°C (57°F έως 95°F). Επιτρέπεται η βραχυπρόθεση έκθεση σε θερμοκρασίες μεταξύ -15°C και 40°C (5°F έως 122°F) κατά τη μεταφορά. Μην χρησιμοποιείτε το προφυλακτικό μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο εμπορευματοκιβώτιο ή στη συσκευασία.
Προβλεπόμενα αποτελέσματα: Το προφυλακτικό αποτρέπει ένα μηχανικό φράγμα που απορρίπτει, για χρήση από ενήλικες άνδρες, σε αντιυλιπλιτικό και προφυλακτικό μέτρο για την πρόληψη των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων (ZMN) και δεν επηρεάζουν τον οργανισμό σας. Παράλο που καλύπτει εντελώς ένα σπυρτί, 100% απορροφά οξυγόνο, τα προφυλακτικά, από χρησιμοποιήσιμα ουσία, μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της εγκυμοσύνης και στη μείωση του κινδύνου του AIDS και της εξάπλωσης πολλών σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων (ZMN), αλλά δεν μπορούν να εξαλείψουν πλήρως τον κίνδυνο σεξουαλικών μεταδιδόμενων νοσημάτων (ZMN) και να προστατεύσουν από τις λοιμώξεις. Τα προφυλακτικά, από χρησιμοποιήσιμα ουσία, μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της εγκυμοσύνης και στη μείωση του κινδύνου του AIDS και της εξάπλωσης πολλών σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων (ZMN), αλλά δεν μπορούν να εξαλείψουν πλήρως τον κίνδυνο σεξουαλικών μεταδιδόμενων νοσημάτων (ZMN) και να προστατεύσουν από τις λοιμώξεις. Εάν παύσετε ότι έχει απορριπτόμενο, κρατήστε σταθερά το προφυλακτικό μέτρο μέτα. Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε το προφυλακτικό μέτρο μέτα (λιπαντικό με βάση νερό), διότι άλλα μέσα μπορεί να το καταστρέψουν. Μετά την εκπομπή/επίχρωμα, το προφυλακτικό μόνο αφού δεν υπάρχει πλέον καμία επαφή με το χρωστικό. Κατά το τρίψιμο, κρατήστε σταθερά το προφυλακτικό μέτρο μέτα. Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε τα εμποτισμένα προϊόντα ολίσθησης κατά τη χαλάρωση του πέους. Μετά την απόσυρση, φορέστε τα να μην αγχύνετε την κοιλιακή περιοχή ούτε με το πέος, ούτε με το προφυλακτικό. Εάν το προφυλακτικό σπάσει ή υλινοποιήσει κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής, μην εκμεταλλεύεστε μέσο στον επόμενο σεξ, απορρίψτε το αμέσως. Εάν στην περιοχή του πέους ή το άλλο χέρι υπάρχουν οξεία, φόνικα ή άλλα μέσα, συμβουλευθείτε το κατά πό ή το φορμακόσιο ως ως προς τη συμβατότητα με το προφυλακτικό. Τα χρησιμοποιήσιμα προφυλακτικά πρέπει να απορρίπτονται στα απορρίμματα, όχι στην τουαλέτα ή σε εκτεταμένες χώρες. Απορρίψτε τα προφυλακτικά τυλιγμένα στο κάδο βάζοντάς τα σε ένα κλειστό δοχείο απορριμμάτων.
Οδηγίες φύλαξης: Φυλάξτε το προφυλακτικό σε θερμοκρασία από 10°C μέχρι 35°C, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Οι συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης είναι 15°C έως 35°C (57°F έως 95°F). Επιτρέπεται η βραχυπρόθεση έκθεση σε θερμοκρασίες μεταξύ -15°C και 40°C (5°F έως 122°F) κατά τη μεταφορά. Μην χρησιμοποιείτε το προφυλακτικό μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο εμπορευματοκιβώτιο ή στη συσκευασία.
Προβλεπόμενα αποτελέσματα: Το προφυλακτικό αποτρέπει ένα μηχανικό φράγμα που απορρίπτει, για χρήση από ενήλικες άνδρες, σε αντιυλιπλιτικό και προφυλακτικό μέτρο για την πρόληψη των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων (ZMN) και δεν επηρεάζουν τον οργανισμό σας. Παράλο που καλύπτει εντελώς ένα σπυρτί, 100% απορροφά οξυγόνο, τα προφυλακτικά, από χρησιμοποιήσιμα ουσία, μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της εγκυμοσύνης και στη μείωση του κινδύνου του AIDS και της εξάπλωσης πολλών σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων (ZMN), αλλά δεν μπορούν να εξαλείψουν πλήρως τον κίνδυνο σεξουαλικών μεταδιδόμενων νοσημάτων (ZMN) και να προστατεύσουν από τις λοιμώξεις. Εάν παύσετε ότι έχει απορριπτόμενο, κρατήστε σταθερά το προφυλακτικό μέτρο μέτα. Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε το προφυλακτικό μέτρο μέτα (λιπαντικό με βάση νερό), διότι άλλα μέσα μπορεί να το καταστρέψουν. Μετά την εκπομπή/επίχρωμα, το προφυλακτικό μόνο αφού δεν υπάρχει πλέον καμία επαφή με το χρωστικό. Κατά το τρίψιμο, κρατήστε σταθερά το προφυλακτικό μέτρο μέτα. Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε τα εμποτισμένα προϊόντα ολίσθησης κατά τη χαλάρωση του πέους. Μετά την απόσυρση, φορέστε τα να μην αγχύνετε την κοιλιακή περιοχή ούτε με το πέος, ούτε με το προφυλακτικό. Εάν το προφυλακτικό σπάσει ή υλινοποιήσει κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής, μην εκμεταλλεύεστε μέσο στον επόμενο σεξ, απορρίψτε το αμέσως. Εάν στην περιοχή του πέους ή το άλλο χέρι υπάρχουν οξεία, φόνικα ή άλλα μέσα, συμβουλευθείτε το κατά πό ή το φορμακόσιο ως ως προς τη συμβατότητα με το προφυλακτικό. Τα χρησιμοποιήσιμα προφυλακτικά πρέπει να απορρίπτονται στα απορρίμματα, όχι στην τουαλέτα ή σε εκτεταμένες χώρες. Απορρίψτε τα προφυλακτικά τυλιγμένα στο κάδο βάζοντάς τα σε ένα κλειστό δοχείο απορριμμάτων.

HR **Kako koristiti Glyde prezervativ**
Opis proizvoda: Glyde kondom je prezervativ namijenjen kondom za jednokratnu upotrebu izrađen od prirodnog lateksa kaučuka. Dizajniran je s vrhom s spremnikom za dodatnu mazivost i elektronički je testiran radi osiguranja kvalitete. Kondom je dostupan u raznim veličinama i stilovima kako bi odgovarao preferencijama korisnika, pružajući učinkovitu kontracepciju i zaštitu od spolno prenosivih infekcija (SPO) kada se pravilno koristi.
Upotreba: Pazljivo otvorite pakiranje prezervativa. Pazite da ne oštete prezervativ nožnim prstima, jer drugi mazak. Ne odmatajte prezervativ prije otvaranja. Može biti napeto, ali ne odmatajte. Ako se kondom ne odmatava lako, možda je napeto stavljen ili prester. Bačite ga i počnite ispočetka. Stavite prezervativ prije nego što dođe do kontakta penisa s tijelom partnera. Najbolje pridržavajte spremnik na vrhu prezervativa palcem i kažiprstom (na taj način sprječavate da se vrh napete zaka). Ne odmatajte prezervativ od kroja na penis u erekciji. Nikada nemojte staviti prezervativ i dovoljno lubrikanta ako to želite, koristite samo lubrikante na bazi vode za prezervativ jer ostali lubrikanti mogu oštetiti prezervativ. Izvucite penis na partnera izrko nakon ejakulacije, prije nego što erkcija splasne. Držite rub prezervativa oko penisa kako prezervativ ne bi skliznuo tijekom izvlačenja; na taj način neće doći do proljevanja. Nakon izvlačenja, pazite da ne dodirujete vaginalno područje penisom ili prezervativom. Ako prezervativ pukne ili sklizne tijekom snoajaa, ne ejakulirajte u partnera i odmah izvucite penis. Kod liječnika ili ljekarnika provjerite kompatibilnost prezervativa i lijekova za kožu primjenju na penis, vaginu ili rektum. Bacierte iskoristiv prezervativ na način da ga smatrate i bacite u koš za smeće. Ne bacajte u zahod.
Skladističenje: Kondome čuvajte na hladnom i suhom mjestu, zaštićeno od izravne sunčeve svjetlosti. Preporučeni uvjeti čuvanja su od 10°C do 35°C. Kratkotrajno izlaganje temperaturi između -15°C i 50°C dopušteno je tijekom transporta. Ne koristite kondom nakon isteka roka trajanja navedenog na foliji ili pakiranju.
Napomena i kontraindikacije: Kondomi su mehanska barijera namijenjena odraslim muškarcima kao kontracepcijska i profilaktička mjera za sprječavanje spolno prenosivih infekcija (SPO) i ne velju za vaš organizam. Čeprav nobeno kontracepcijsko sredstvo ne može zagotviti 100-odstotnu učinkovitost, lahko kondomi ob pravilni uporabi pomagajo preprečiti posebnost in zmanjšati tveganje za aids in širjenje številnih spolno prenosljivih okužb (SPO), vendar ne morejo popolnoma zaščititi pred okužbo s spolno prenosljivo okužbo. Lateks kondom zagotavlja tveganje za prenos spolno prenosljivih okužb, za zagotavljanje oviro pred vtikom okužbe. Najbolj učinkovito so proti spolno prenosljivim okužbam, kot sta okužba z virusom HIV (AIDS) in gonoreja, če se širijo s stikom z glavnico penisa. Lateks kondom so manj učinkoviti proti spolno prenosljivim okužbam kot sta humani papiloma virus (HPV) in herpes. Če se spolno prenosljive okužbe se lahko širijo tudi s stikom z ožjenko koži, ki ni prekrita s kondomom. Spolno prenosljive okužbe – kot že ime pove – se običajno okužijo s spolnim stikom. Če menite, da imate spolno prenosljivo okužbo, se obrnite na zdravstveno ustanovo ali javno zdravstveno ustanovo.
Kontraindikacije in neželjeni učinki: Za izdelek je izdelan iz naravnega kavčukovega lateksa, ki lahko pri občutljivih posameznikih povzroči alergijske reakcije, vključno z anafilaktičnim šokom. Simptomi alergije na lateksa lahko vključujejo rdečico, otekanje, srbenje, izcedek iz nosu, kašelj, vnetje oči, rdečico in pordelost kože. Če se pojavijo kakršni koli alergijski simptomi, takoj prenehajte uporabljati kondom in se posvetujte z zdravnikom. Redko se lahko zgodijo, da kondom odpravo zaradi preobčutljivosti na pudrino ali sestavne delce pudre. Če se kondom ne odvije zlahka, je morda nameščen narobe. Pravilno shranjevanje in uporaba lahko zmanjšata ta tveganja. Kondom uporabite samo enkrat, če ga ponovno uporabite, se lahko poveča tveganje za odpravo ali okužbo. Za vsak spolni odnos uporabite nov kondom.
Varnostni skiladitveni: Če kondom med uporabo pušča ali poči, žni prej pokličite zdravniško pomoč, vsaj v 72 urah. Če je gumijasti material lepilji / krehki / raztrgan ali očlno poškodovan, ga ne uporabljajte. Če je barva neenakomerno ali spremeni, kondoma ne uporabljajte. Kondom zavrijte in uporabite leveda iz nepredane sončne svetlobe. Če se kondom po uporabi raztrga, ga ne uporabljajte več. Če se kondom po uporabi raztrga, ga ne uporabljajte več. Ta izdelek je označen z edinstvenim identifikatorjem naprave (UDI). UDI najdete v obliki črtno kode in v človeku berljivi obliki na embalaži.

DE **Anleitung zur Verwendung von Glyde-Kondomen**
Produktbeschreibung: Glyde-Kondome sind ein Reservoir für zusätzliche Sicherheit und wir zur Qualitätssicherung elektronisch geprüft. Das Kondom ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich, um den individuellen Bedürfnissen der Anwender gerecht zu werden. Bei richtiger Anwendung bietet es eine wirksame Verhütung und schützt vor ungewünschten Infektionen (SPO).
Anleitung: Öffnen Sie die Folienverpackung vorsichtig. Vermeiden Sie Beschädigungen durch Fingernägel, Schmuckstücke oder andere scharfe Gegenstände. Rollen Sie das Kondom nicht vor dem Überziehen ab, da es sonst beschädigt werden könnte. Wenn sich das Kondom nicht leicht abrollen lässt, ist es möglicherweise falsch herum aufgezogen, beschädigt oder zu klein. Werfen Sie es weg und nehmen Sie ein neues. Das Kondom sollte vor dem ersten Kontakt mit dem Körper des Partners übergezogen werden. Halten Sie das Reservoir zwischen Daumen und Zeigefinger und platzieren Sie das Kondom auf dem Penis, bevor Sie es mit dem anderen Hand vorsichtig nach unten abrollen. Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Gleitmittel (auf Wasserbasis) zu benutzen, da andere das Kondom beschädigen könnten. Ziehen Sie den Penis kurz nach der Ejakulation heraus, bevor die Erektion nachlässt. Halten Sie den Rand des Kondoms an der Peniswurzel fest, damit das Kondom beim Herausziehen nicht abrutscht, dies sollte ein Auslaufen verhindern. Achten Sie darauf, nach dem Herausziehen weder mit dem Penis noch dem Kondom die Vaginalgegend zu berühren. Wenn das Kondom während des Verkehrs abrutscht oder reißt, ejakulieren Sie nicht in Ihrem Partner, sondern ziehen Sie sich zurück. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker nach eventuellen Unverträglichkeiten zwischen Kondom und im Vaginal-, Anal- oder Penisbereich angewendeten Arzneimitteln. Entsorgen Sie gebrauchte Kondome, indem Sie sie einwickeln und im Hausmüll entsorgen, nicht in der Toilette.
Aufbewahrung: Lagern Sie Kondome kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt. Die empfohlene Lagerempfindert liegt zwischen 0 °C und 35 °C. Kurzzeitige Lagerung bei Temperaturen zwischen -15 °C und +50 °C ist während des Transports zulässig. Verwenden Sie das Kondom nicht mehr nach dem auf der Folie oder Verpackung angegebenen Verfallsdatum.
Zusätzliche Informationen: Kondome sind eine mechanische Barriere für erwachsene Männer zur Verhütung und Vorbeugung sexueller Übertragbarer Infektionen. Sie beeinträchtigen den Organismus nicht. Obwohl kein Verhütungsmittel eine hundertprozentige Wirksamkeit garantieren kann, können Kondome bei richtiger Anwendung das Risiko von Schwangerschaften und sexuell übertragbaren Infektionen (SPO) verringern. Das Risiko einer Ansteckung mit diesen Krankheiten können sie jedoch nicht vollständig ausschließen. Latekskondome verringern das Risiko der Übertragung sexueller Übertragbarer Krankheiten, indem sie eine Barriere gegen die Infektionsquelle bilden. Sie sind am wirksamsten bei der Verhütung von HIV-Infektionen und Herpes. Sie sind am

